



Metrosep A Supp 16 - 250/4,0

6.1031.430

La Metrosep A Supp 16 est idéale pour les problèmes de séparation à haute capacité et se caractérise par une excellente résolution, même pour les problèmes de séparation complexes. La colonne de séparation Metrosep A Supp 16 est basée sur un copolymère de polystyrène /divinylbenzène à surface fonctionnalisée. Les groupes fonctionnels sont liés par covalence. Une sélectivité hors pair est obtenue grâce à cette caractéristique et à la structure superficielle de l'échangeur d'anions. La Metrosep A Supp 16 de haute capacité est utilisée lorsqu'il s'agit de résoudre des problèmes complexes.

La Metrosep A Supp 16 - 250/4,0 possède une excellente résolution et résout les problèmes de séparation les plus complexes. Cette colonne convient parfaitement au contrôle des bains galvaniques. Il est possible de déterminer des anions à l'état de traces dans des acides concentrés. Son utilisation pour l'analyse des produits alimentaires pour la détermination des dérivés du maltose est une autre des nombreuses applications de cette Metrosep A Supp 16 - 250/4,0 haute capacité.

Contenu de la livraison 6.1031.430

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

2 STK

6.2744.060

Bouchon fileté

Pour UNF 10/32. Bouchon pour CI, par ex. pour l'obturation de colonnes.



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.1031.500	Metrosep A Supp 16 Guard/4,0	
	La Metrosep A Supp 16 Guard/4,0 protège efficacement les colonnes de séparation analytiques Metrosep A Supp 16 contre les contaminations. La manipulation de la colonne Guard est fort simple grâce au système « On Column Guard ». La colonne Guard est simplement vissée sur la colonne analytique. Aucun outil n'est requis pour ce faire.	
6.1031.510	Metrosep A Supp 16 S-Guard/4,0	
	La Metrosep A Supp 16 S-Guard/4,0 protège efficacement les colonnes de séparation analytiques Metrosep A Supp 16 contre les contaminations. La colonne Guard est simplement reliée par connexion capillaire à la colonne de séparation. Aucun outil n'est requis pour ce faire.	