



Tige d'électrode pour la scTRACE Gold

6.1241.080

Support de l'électrode scTRACE Gold avec contacts enfichables pour le raccordement des câbles des électrodes de travail, de référence et des électrodes auxiliaires. La tige d'électrode et la scTRACE Gold 6.1258.000 constituent ensemble un capteur complet pour la voltampérométrie destiné aux appareils Professional VA. Pour l'utilisation avec les pieds de support VA Stand et les VA Computrace, trois adaptateurs 6.2112.130 sont nécessaires. Il suffit d'enficher l'électrode scTRACE Gold sur la tige. L'électrode scTRACE Gold doit être changée à intervalle régulier, la tige d'électrode peut en revanche être conservée.

Contenu de la livraison 6.1241.080

Qt.	Order no.	Description
1 STK	6.1236.050	Douille rodée avec rodage normalisé RN 14/12 mm
		Douille rodée avec rodage normalisé RN 14/12 mm en polyéthylène.



Forme, en combinaison avec le support 6.2008.050, un support pour l'électrode sur les 807 Dosing Units.



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.1258.000	scTRACE Gold (jeu de 4 électrodes) Électrode à microfil en or sur une base à film épais pour déterminer l'arsenic dans les eaux. L'électrode scTRACE Gold est un capteur voltampérométrique combiné pour la voltampérométrie. Une électrode de travail à microfil en or, une électrode de référence Ag/AgCl et une électrode auxiliaire en carbone sont logées sur un capteur. De maniement simple et pratiquement sans maintenance, la scTRACE Gold permet de déterminer des traces d'arsenic dans l'eau. Avec la tige d'électrode 6.1241.080, elle peut être utilisée sur tous les postes de mesure voltampérométriques de Metrohm.	
6.2112.130	Adaptateur de contact à enficher 5,5 mm / contact vissé, doré Pour électrodes VA	