




Électrode Multi Mode pro

6.1246.120

Électrode au mercure pour la voltampérométrie. Peut être utilisée comme DME, SMDE ou HMDE.

Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.1226.030	Capillaire à goutte de mercure (non silanisé) pour MME Capillaire à mercure non silanisé (10 pièces), 2 joints d'étanchéité incl. en silicone.



6.1226.050 Capillaire à goutte de mercure (silanisé) pour MME

Capillaire à goutte de mercure silanisé (10 pièces)



6.1247.020 Aiguilles pour MME

Aiguilles pour électrode Multi Mode MME (3 pièces).



6.1247.110 Bouchon vissé pour orifice de remplissage de mercure pour MME pro.



6.1247.120 Vis de retenue des capillaires pour MME pro



6.1247.140

Support d'aiguille pour MME pro



6.1247.150

Joint en silicone, vert 13,9 mm pour MME pro



6.1247.210

Anneau de montage pour support d'aiguille pour MME



6.1247.220

Clé pour MME



6.2615.130

Support d'électrode pour MME pro

Support d'électrode pour remplir et conserver l'électrode multi-mode pro.



6.2112.130

Adaptateur de contact à enficher 5,5 mm / contact vissé, doré

Pour électrodes VA

