



Joint torique

6.1454.040

Joint torique pour tube à air pour mesures de stabilité. Lot de 8 pièces.

Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.1429.040	Récepteur de réaction pour mesures de stabilité	
	Récepteur de réaction pour mesures de stabilité avec 743 Rancimat et 763 PVC Thermomat. Paquet de 117 pièces.	

6.1429.050

Réceptacle de réaction long pour mesures de stabilité

Réceptacle de réaction pour la mesure de stabilité dans les huiles volatiles, huiles minérales et mélanges biodiesel avec 743 Rancimat et 873 Biodiesel Rancimat. En combinaison avec 6.2418.130. Paquet de 100 pièces.



6.1808.090

Adaptateur de filetage M8/M6

Filetage M8 extérieur, intérieur M6. P.ex. pour le montage des tubes d'air 6.2418.XXX dans le réceptacle à réaction 6.1429.XXX des appareils de mesure de stabilité.



6.2418.100

Tube à air pour mesures d'huile

Lot de 117 pièces. En combinaison avec 6.1429.040.



6.2418.120

Tube à air pour mesures PVC

Lot de 117 pièces. En combinaison avec 6.1429.040.



6.2418.130

Tube à air long pour mesures dans le biodiesel

Lot de 100 pièces. En combinaison avec 6.1429.050.

