



Flacon PE 50 mL

6.1608.100

Flacon pour Extension Module LQH.

Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.02743.100	Fermeture à vis sans septum, ID 14,2 mm
La fermeture à vis sans septum peut être utilisée en combinaison avec le flacon PP, 50 mL (6.02743.030). Le bouchon avec perforation (6.2743.070) peut être poussé dans le trou et ferme le flacon. Il offre une option de verrouillage parfaite si l'aiguille standard (6.2846.010) est utilisée sur le 858 Professional Sample Processor.	



La fermeture à vis avec septum est idéale pour conserver les échantillons et standards de référence sur une période prolongée. Fermeture à vis avec septum pour flacon PP, 50 ml (6.02743.030), flacon PE, 125 ml (6.1627.000) et flacon PE, 50 ml (6.1608.100).



Avec le 858 Professional Sample Processor, l'aiguille d'aspiration d'échantillons en acier revêtue (6.2624.200) ou l'aiguille de prélèvement Pick-up (6.2624.100) doit être montée afin de percer le septum.
