



Flacon en PE, 125 mL pour CI

6.1627.000

Ce flacon est utilisé pour la dilution entièrement automatique.

Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.9920.255	Rack d'échantillons 25 x 60 mL + 10 x 125 mL Rack d'échantillons à plusieurs rangées pour 25 échantillons dans des flacons de culture cellulaire Corning® de 60 mL et 10 échantillons dans des flacons PE de 125 mL (6.1627.000). Rack d'échantillons dédié à l'analyse de traces, p. ex. centrale électrique.



6.02743.100 Fermeture à vis sans septum, ID 14,2 mm

La fermeture à vis sans septum peut être utilisée en combinaison avec le flacon PP, 50 mL (6.02743.030). Le bouchon avec perforation (6.2743.070) peut être poussé dans le trou et ferme le flacon. Il offre une option de verrouillage parfaite si l'aiguille standard (6.2846.010) est utilisée sur le 858 Professional Sample Processor.



6.02743.090 Fermeture vissée avec septum

La fermeture à vis avec septum est idéale pour conserver les échantillons et standards de référence sur une période prolongée. Fermeture à vis avec septum pour flacon PP, 50 ml (6.02743.030), flacon PE, 125 ml (6.1627.000) et flacon PE, 50 ml (6.1608.100).

Avec le 858 Professional Sample Processor, l'aiguille d'aspiration d'échantillons en acier revêtue (6.2624.200) ou l'aiguille de prélèvement Pick-up (6.2624.100) doit être montée afin de percer le septum.

