



Bouchon à vis avec septum, analyse de traces

6.1627.100

La fermeture à vis du septum est idéal pour l'analyse de traces étant donné que la contamination au travers du septum est négligeable. Parfaite pour conserver les standards de référence sur une durée prolongée. Fermeture septum vissée pour flacon en PE de 125 mL (6.1627.000) et flacon en PE de 50 mL (6.1608.100).

Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.1627.000	Flacon en PE, 125 mL pour CI

Ce flacon est utilisé pour la dilution entièrement automatique.



6.1608.100

Flacon PE 50 mL

Flacon pour Extension Module LQH.



6.2072.000

Adaptateur de flacon pour 6.1627.000 sur 6.2041.440

L'adaptateur de flacon permet de placer le flacon en PE de 125 mL sur le rack d'échantillons 148 x 11 mL + 3 x 300 mL (6.2041.440).



6.02743.030

Flacon PP, 50 mL, 12 pièces

Les flacons de 50 mL sont fabriqués en plastique polypropylène (PP) et peuvent être utilisés pour les échantillons, les standards, les solutions standard de contrôle et les solutions de rinçage. La production et l'emballage s'effectuent dans des conditions stériles et de salle blanche. Cela garantit des niveaux de contamination minimaux. Les récipients d'échantillon sont contrôlés aléatoirement pour les anions et les cations lixiviables.

