



Support pour les récipients à réaction

6.2041.190

Support de récipients de réaction pour les appareils de mesure de stabilité pour 8 récipients de réaction.

Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.1429.040	Récepteur de réaction pour mesures de stabilité Récepteur de réaction pour mesures de stabilité avec 743 Rancimat et 763 PVC Thermomat. Paquet de 117 pièces.



6.1429.050

Réipient de réaction long pour mesures de stabilité

Réipient de réaction pour la mesure de stabilité dans les huiles volatiles, huiles minérales et mélanges biodiesel avec 743 Rancimat et 873 Biodiesel Rancimat. En combinaison avec 6.2418.130. Paquet de 100 pièces.

