



Rack d'échantillons, 159 x 2 mL et 3 x 300 mL (PVC)

6.2041.480

Rack d'échantillons pour 858 Professional Sample Processor pour 159 récipients d'échantillon et 3 flacons de rinçage. Les récipients d'échantillon de 2 mL d'Eppendorf suivants conviennent : 6.1608.080, 6.1627.000.

Plastique : polychlorure de vinyle (PVC)

Accessoires optionnels

Order no.	Description
-----------	-------------

6.1608.080

Flacon / 300 mL

Récipient de rinçage pour les Processeurs d'échantillons CI.



6.1627.000

Flacon en PE, 125 mL pour CI

Ce flacon est utilisé pour la dilution entièrement automatique.



6.1627.100

Bouchon à vis avec septum, analyse de traces

La fermeture à vis du septum est idéal pour l'analyse de traces étant donné que la contamination au travers du septum est négligeable. Parfaite pour conserver les standards de référence sur une durée prolongée. Fermeture septum vissée pour flacon en PE de 125 mL (6.1627.000) et flacon en PE de 50 mL (6.1608.100).



6.2072.000

Adaptateur de flacon pour 6.1627.000 sur 6.2041.440

L'adaptateur de flacon permet de placer le flacon en PE de 125 mL sur le rack d'échantillons 148 x 11 mL + 3 x 300 mL (6.2041.440).

