



Plaque de fixation pour le déflecteur et pour le support du récipient collecteur

6.2058.050

La plaque est montée sur le côté de la tour du Sample Processor et permet de fixer un déflecteur pour le rejet automatique des outils utilisés.

Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.2057.150	Support pour récipient de déchets
	Support pour le montage du récipient de déchets



6.2058.060

Déflecteur de l'adaptateur 61808220

Le déflecteur est monté sur le côté de la tour du Sample Processor à l'aide de la plaque de fixation (6.2058.050) et permet le rejet automatique des outils Luerlock utilisés dans le récipient de collecte (6.1625.010)



6.2058.070

Déflecteur de l'adaptateur 61808250

Le déflecteur est monté sur le côté de la tour du Sample Processor à l'aide de la plaque de fixation 6.2058.050 et permet le rejet automatique des pointes de pipettage utilisées dans le récipient de collecte 6.1625.010.

