




Déflecteur de l'adaptateur 61808250

6.2058.070

Le déflecteur est monté sur le côté de la tour du Sample Processor à l'aide de la plaque de fixation 6.2058.050 et permet le rejet automatique des pointes de pipettage utilisées dans le récipient de collecte 6.1625.010.

Contenu de la livraison 6.2058.070

Qt.	Order no.	Description
1 STK	6.2621.100	Clé hexagonale 3 mm pour IC Sample Processor



Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.1808.250	Adaptateur de pipette 1-10 mL pour tête de transfert Adaptateur avec filetage extérieur M6 et cône Eppendorf pouvant être utilisé dans la tête de transfert 6.1462.240 pour utiliser des pointes de pipette Eppendorf 10 mL

