



Aiguille d'échantillonnage en acier, à revêtement

6.2624.200

Alternative pour l'aiguille d'échantillonnage en oxyde de zirconium. Particulièrement adaptée pour des récipients à septum. Exempt de métal grâce à son revêtement spécial. Le support d'aiguille 1/16 in. (6.2833.010) est requis pour le montage sur le Sample Processor.

Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.2629.000	Écrou pour support d'aiguille CI

Pour Sample Processor.



6.2833.010

Support pour aiguille/canule 1/16 in.

Pour Processeurs d'échantillons CI. Pour canules 1/16 in.

