



807 Dosing Unit 10 mL

6.3032.210

807 Dosing Unit avec puce électronique de données intégrée avec cylindre en verre de 10 mL et protection contre la lumière, pouvant être installée sur une bouteille à réactifs avec filetage en verre ISO/DIN GL 45, connexion tubulaire FEP, pointe anti-diffusion. Connexion tubulaire FEP, pointe anti-diffusion.

Contenu de la livraison 6.3032.210

Qt.	Order no.	Description
1 STK	6.1446.030	Bouchon à bille / B-14/(15) Pour le support mobile de pointes de burette dans la tête de titrage



1 STK

6.1446.040

Bouchon fileté / M6



1 STK

6.1543.060

Pointe / Filetage M6

Pointe avec filetage M6. Forme, en combinaison avec le capillaire 6.1805.160 et le bouchon à bille 6.1446.030, la pointe de burette complète 6.1537.010.



1 STK

6.1543.200

Pointe de titrage, filetage M6

Pointe de titrage avec vanne anti-diffusion.



1 STK

6.1619.000

Tube d'adsorption pour 807 Dosing Unit



1 STK

6.1805.100

Tuyau en FEP / M6 / 40 cm

Avec protection contre la lumière et le flambage



1 STK

6.1829.010

Tuyau d'aspiration FEP / M6 / 0.25 m

Avec filetage M6. Pour Unités de distribution



1 STK

6.2008.030

Carquois pour pointes de burette pour 807 Dosing Unit

Forme, en combinaison avec le support de carquois 6.2008.050, un support pour la pointe de burette sur la 807 Dosing Unit.



1 STK

6.2008.050

Support de carquois pour 807 Dosing Unit

Forme, en combinaison avec le carquois pour pointes de burette 6.2008.030, un support pour la pointe de burette sur la 807 Dosing Unit.



1 STK

6.2244.020

Plaquettes d'inscription pour Unités interchangeables intelligentes

Jeu de 10 pièces, couleurs assorties.



1 STK

6.2739.000

Clé

Pour serrer les raccords à vis



0 STK

6.2803.000

Graisse (1 oz.)

Qualité spéciale (sans silicone). Pour raccords à rodage sans graisse voir 6.2713.XXX



1 STK

6.2803.010

Graisse (2 g)

Qualité spéciale (sans silicone). Pour raccords à rodage sans graisse voir 6.2713.XXX




Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.1608.030	Flacon rond 1000 mL, GL 45	
6.1608.040	Flacon PE 1000 mL, GL 45 Pour Unités interchangeables. Flacon pour les solutions auxiliaires.	
6.1608.050	Four flacon sécheur / 100 mL / GL 45	
6.1618.000	Adaptateur de filetage 32 mm à GL 45 Adaptateur pour bouteilles avec filetage 32 mm (Fluka, Riedel de-Haen 500 mL...) à GL45.	

6.1618.020

Adaptateur de filetage S40 à GL 45


Adaptateur pour bouteilles avec filetage S40 (Merck...) à GL45.



6.1618.010

Adaptateur de filetage 28 mm à GL 45

Adaptateur pour bouteilles avec filetage 28 mm (Fisher) à GL45



6.1618.050

Adaptateur de filetage 40 mm à GL 45

Adaptateur pour bouteilles avec filetage 40 mm à GL45.



6.1618.060

Adaptateur de filetage GL 45 auf GL 45

Adaptateur de filetage (GL 45 à GL 45); entre autres pour les flacons à réactifs avec bride surélevée



6.1608.023

Flacon en verre brun 1000 mL, GL 45

Pour Unités interchangeables. Flacon pour les solutions auxiliaires.



6.1608.060

Flacon / 100 mL



6.1808.280

Adaptateur 807 Dosing Unit port 4, M6 intérieur

Adaptateur pour l'utilisation du port 4 de la 807 Dosing Unit pour la connexion avec un tuyau FEP/M6.



6.1574.210

Élément de cylindre verre 10 mL

Élément de cylindre en verre complet avec cylindre, piston, base de cylindre, disque de robinet et tube de centrage. Pour 807 Dosing Unit 10 mL.

