



807 Dosing Unit 20 mL

6.3032.220

807 Dosing Unit avec puce électronique de données intégrée avec cylindre en verre de 20 mL et protection contre la lumière, pouvant être installée sur une bouteille à réactifs avec filetage en verre ISO/DIN GL 45, connexion tubulaire FEP, pointe anti-diffusion. Connexion tubulaire FEP, pointe anti-diffusion.

Contenu de la livraison 6.3032.220

Qt.	Order no.	Description
1 STK	6.1446.030	Bouchon à bille / B-14/(15) Pour le support mobile de pointes de burette dans la tête de titrage



1 STK

6.1446.040

Bouchon fileté / M6



1 STK

6.1543.200

Pointe de titrage, filetage M6

Pointe de titrage avec vanne anti-diffusion.



1 STK

6.1805.100

Tuyau en FEP / M6 / 40 cm

Avec protection contre la lumière et le flambage



1 STK

6.2008.030

Carquois pour pointes de burette pour 807 Dosing Unit

Forme, en combinaison avec le support de carquois 6.2008.050, un support pour la pointe de burette sur la 807 Dosing Unit.



0 STK

6.2803.000

Graisse (1 oz.)

Qualité spéciale (sans silicone). Pour raccords à rodage sans graisse voir 6.2713.XXX



1 STK

6.2739.000

Clé

Pour serrer les raccords à vis



1 STK

6.1543.060

Pointe / Filetage M6

Pointe avec filetage M6. Forme, en combinaison avec le capillaire 6.1805.160 et le bouchon à bille 6.1446.030, la pointe de burette complète 6.1537.010.



1 STK

6.1619.000

Tube d'adsorption pour 807 Dosing Unit



1 STK

6.1829.010

Tuyau d'aspiration FEP / M6 / 0.25 m

Avec filetage M6. Pour Unités de distribution



1 STK

6.2008.050

Support de carquois pour 807 Dosing Unit

Forme, en combinaison avec le carquois pour pointes de burette 6.2008.030, un support pour la pointe de burette sur la 807 Dosing Unit.



1 STK

6.2244.020

Plaquettes d'inscription pour Unités interchangeables intelligentes

Jeu de 10 pièces, couleurs assorties.



1 STK

6.2803.010

Graisse (2 g)

Qualité spéciale (sans silicone). Pour raccords à rodage sans graisse voir 6.2713.XXX



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.1608.023	Flacon en verre brun 1000 mL, GL 45 Pour Unités interchangeables. Flacon pour les solutions auxiliaires.	
6.1608.030	Flacon rond 1000 mL, GL 45	
6.1608.040	Flacon PE 1000 mL, GL 45 Pour Unités interchangeables. Flacon pour les solutions auxiliaires.	
6.1608.050	Four flacon sécheur / 100 mL / GL 45	



6.1618.000

Adaptateur de filetage 32 mm à GL 45


Adaptateur pour bouteilles avec filetage 32 mm (Fluka, Riedel de-Haen 500 mL...) à GL45.



6.1618.010

Adaptateur de filetage 28 mm à GL 45


Adaptateur pour bouteilles avec filetage 28 mm (Fisher) à GL45



6.1618.020

Adaptateur de filetage S40 à GL 45

Adaptateur pour bouteilles avec filetage S40 (Merck...) à GL45.



6.1618.050 Adaptateur de filetage 40 mm à GL 45
Adaptateur pour bouteilles avec filetage 40 mm à GL45.



6.1618.060 Adaptateur de filetage GL 45 auf GL 45
Adaptateur de filetage (GL 45 à GL 45); entre autres pour les flacons à réactifs avec bride surélevée



6.1805.030 Tuyau en FEP / M6 / 150 cm
Avec protection contre la lumière et le flambage



6.1805.110 Tuyau en FEP / M6 / 80 cm
Avec protection contre la lumière et le flambage





1 filetage intérieur M6 et 1 olive pour tuyaux. Partie des connexions à vis pour les Unités interchangeables et pour les appareils de mesure de stabilité.



Forme, en combinaison avec la pointe de burette 6.1541.010, la pointe de burette complète avec mise à terre. Pour les titrages dans des solvants non aqueux.



3 fois filetage M6 intérieur.



6.1829.020

Tuyau d'aspiration FEP / M6 / 0.5 m

Pour unités de dosage



6.1808.280

Adaptateur 807 Dosing Unit port 4, M6 intérieur

Adaptateur pour l'utilisation du port 4 de la 807 Dosing Unit pour la connexion avec un tuyau FEP/M6.



6.1574.220

Élément de cylindre verre 20 mL

Élément de cylindre en verre complet avec cylindre, piston, base de cylindre, disque de robinet et tube de centrage. Pour 807 Dosing Unit 20 mL.

