



Équipement CI : dilution inline

6.5330.120

Jeu d'accessoires pour la dilution inline. À utiliser avec le 858 Professional Sample Processor, le 800 Dosino et le 741 Magnetic Stirrer.

Contenu de la livraison 6.5330.120

Qt.	Order no.	Description
1 STK	6.1580.210	807 Dosing Unit 10 mL sans accessoires

807 Dosing Unit avec puce électronique de données intégrée avec cylindre en verre de 10 mL et protection contre la lumière, pouvant être installée sur une bouteille à réactifs avec filetage en verre ISO/DIN GL 45, connexion tubulaire FEP, pointe anti-diffusion.



1 STK

6.1562.130

Tuyau de transfert avec support 2 x M6 / 10 mL pour
les Processeurs d'échantillons

Tuyau de transfert pour la dilution d'échantillons et la préconcentration
avec le Dosino sur le Sample Processor.



1 STK

6.1819.110

Tuyau d'aspiration FEP pour bidon

Tuyau d'aspiration pour adaptateur de siphon pour bidon avec raccord
M6. Pour la fabrication des éluants.




1 STK

6.2057.210

Holder for Dosino to IC instruments

Halter zur Befestigung von Dosinos am Gehäuse von IC Geräten.



1 STK

6.1903.000

Barreau d'agitation / 8 x 3 mm

Barreau d'agitation à noyau magnétique, enrobé de PTFE, longueur
8 mm et diamètre 3 mm.




1 STK

6.2744.160

Connexion pour tuyau de pompage avec fixation

Fixation pour la connexion sûre d'un tuyau de pompe sur une olive.



1 STK

6.1602.160

Adaptateur de flacon pour éluants et réactifs GL 45

Pour flacons à éluant, à réactif et de rinçage avec connecteurs pour le tube d'adsorption et le tuyau d'aspiration.



1 STK

6.01808.010

Connexion tubulaire en Y, PP, 3 x 7-8 mm

Pièce de connexion pour tubes à déchets



1 STK

6.2841.120

Station de manipulation des liquides, à gauche

Station combinée de rinçage et de dilution pour passeurs d'échantillons avec Swing Head. Pour montage à gauche de la tour.



1 STK

6.1608.070

Flacon pour éluants / 2 L / GL 45




1 STK

6.1618.020

Adaptateur de filetage S40 à GL 45

Adaptateur pour bouteilles avec filetage S40 (Merck...) à GL45.



1 STK

6.1803.070

Capillaire PTFE 0.97 mm d.i. / 40 cm

Capillaire pour filtration pour IC Filtration Sample Processor, IC Liquid Handling Filtration Unit



2 STK

6.1803.080

Capillaire PTFE 0.97 mm d.i. / 1 m

Capillaire pour filtration pour IC Filtration Sample Processor, IC Liquid Handling Filtration Unit



1 STK

6.1816.070

Tuyau en silicone 8/12 mm, 1 m

Pour le IC Sample Center



1 STK

6.1826.380

Tuyau pour pompe péristaltique LFL (gris/gris), 3 fixations

Pour Dilution «Inline».



1 STK

6.2744.010

Vis de pression 5x

Avec connexion UNF 10/32. Pour la connexion de capillaires en PEEK



1 STK

6.2744.034

Accouplement olive/UNF 10/32 2 x

Connexion vis de pression et tuyau de pompe. 2 pièces. Pour appareils CI avec pompe péristaltique.



1 STK

6.2744.200

Adaptateur UNF 10/32 externe / M6 interne

Pour la connexion de capillaires en PEEK 1/16 in. PEEK et tuyau de transfert (M6)



1 STK

6.1805.120

Tuyau en FEP / M6 / 100 cm

Avec protection contre la lumière et le flambage



1 STK

6.1624.000

Adaptateur RN 14 pour tuyaux d'adsorption 6.1619.
XXX

Adaptateur RN 14. Pour tuyau d'adsorption 6.1619.010 dans le Dilution
Sample Processor.



1 STK

6.1619.000

Tube d'adsorption pour 807 Dosing Unit

