



Équipement CI : MiPCT

6.5330.140

Jeu d'accessoires pour la préconcentration inline (MiPCT), y compris la station LQH à gauche.

Contenu de la livraison 6.5330.140

Qt.	Order no.	Description
1 STK	6.1014.200	Metrosep I Trap 1 - 100/4,0

La colonne Metrosep I Trap 1 - 100/4.0 est prévue pour l'élimination de la contamination ionique, c'est-à-dire cationique et anionique, des solutions aqueuses. Son utilisation est surtout conseillée dans le cadre de la « MISP », « Metrohm Inline Sample Preparation », pour le nettoyage de l'eau de transfert. L'utilisation de la colonne Metrosep I Trap 1 - 100/4.0 permet de réduire nettement l'influence de l'eau de transfert sur le Systemblank.



1 STK

6.1602.160

Adaptateur de flacon pour éluants et réactifs GL 45

Pour flacons à éluant, à réactif et de rinçage avec connecteurs pour le tube d'adsorption et le tuyau d'aspiration.



1 STK

6.1608.070

Flacon pour éluants / 2 L / GL 45




1 STK

6.1618.020

Adaptateur de filetage S40 à GL 45

Adaptateur pour bouteilles avec filetage S40 (Merck...) à GL45.



1 STK

6.1624.000

Adaptateur RN 14 pour tuyaux d'adsorption 6.1619.
XXX

Adaptateur RN 14. Pour tuyau d'adsorption 6.1619.010 dans le Dilution
Sample Processor.



1 STK 6.1805.120 Tuyau en FEP / M6 / 100 cm
Avec protection contre la lumière et le flambage



1 STK 6.1819.110 Tuyau d'aspiration FEP pour bidon

Tuyau d'aspiration pour adaptateur de siphon pour bidon avec raccord M6. Pour la fabrication des éluants.



1 STK 6.1825.280 Tuyau de transfert PFA, 20 mL



2 STK 6.1831.180 PEEK Capillary 0.5 mm i.d., 3 m




1 STK

6.2057.210

Holder for Dosino to IC instruments

Halter zur Befestigung von Dosinos am Gehäuse von IC Geräten.



1 STK

6.2744.010

Vis de pression 5x

Avec connexion UNF 10/32. Pour la connexion de capillaires en PEEK



2 STK

6.2744.080

Adaptateur filetage M6 / UNF 10/32

Avec filetage extérieur M6. Pour appareils CI.



1 STK

6.2841.120

Station de manipulation des liquides, à gauche

Station combinée de rinçage et de dilution pour passeurs d'échantillons avec Swing Head. Pour montage à gauche de la tour.



1 STK

6.1580.150

807 Dosing Unit 5 mL sans accessoires

807 Dosing Unit avec puce électronique de données intégrée avec cylindre en verre de 5 mL et protection contre la lumière, pouvant être installée sur une bouteille à réactifs avec filetage en verre ISO/DIN GL 45, connexion tubulaire FEP, pointe anti-diffusion.



1 STK

6.1619.000

Tube d'adsorption pour 807 Dosing Unit

