



Équipement CI : PCR avec unité de dosage

6.5330.400

L'équipement CI, PCR (dérivatisation post-colonne) avec unité de dosage, permet de transférer un réactif PCR avec le 800 Dosino. Par exemple, pour la détermination photométrique des composants actifs UV/VIS suite à une dérivation post-colonne.

Contenu de la livraison 6.5330.400

Qt.	Order no.	Description
2 STK	6.1608.030	Flacon rond 1000 mL, GL 45



3 STK

6.1805.110

Tuyau en FEP / M6 / 80 cm

Avec protection contre la lumière et le flambage



2 STK

6.1619.000

Tube d'adsorption pour 807 Dosing Unit



1 STK

6.2744.010

Vis de pression 5x

Avec connexion UNF 10/32. Pour la connexion de capillaires en PEEK



1 STK

6.2744.080

Adaptateur filetage M6 / UNF 10/32

Avec filetage extérieur M6. Pour appareils CI.



2 STK

6.1819.100

Tuyau d'aspiration FEP pour flacon de 2 L

Tuyau d'aspiration pour adaptateur de siphon pour flacon avec raccord M6. Pour la fabrication des éluants.



2 STK

6.1602.160

Adaptateur de flacon pour éluants et réactifs GL 45

Pour flacons à éluant, à réactif et de rinçage avec connecteurs pour le tube d'adsorption et le tuyau d'aspiration.



1 STK

6.2744.200

Adaptateur UNF 10/32 externe / M6 interne

Pour la connexion de capillaires en PEEK 1/16 in. PEEK et tuyau de transfert (M6)



2 STK

6.1624.000

Adaptateur RN 14 pour tuyaux d'adsorption 6.1619. XXX

Adaptateur RN 14. Pour tuyau d'adsorption 6.1619.010 dans le Dilution Sample Processor.



1 STK

6.1831.030

Capillaire en PEEK 0.75 mm d.i. / 3 m

Pour tous les composants CI.



1 STK

6.2057.250

Support de Dosino pour dérivation post-colonne

Support de Dosino pour appareils CI pour Dosino pour PCR.



1 STK

6.3033.150

Unité de dosage dérivation post-colonne 5 mL

Unité de dosage 5 mL idéale pour le transfert des solutions vers la dérivation post-colonne en CI.

