



Équipement CI cellule Wall-Jet : anion (GC, Ag /AgCl)

6.5337.030

Équipement comprenant une cellule Wall-Jet avec accessoires en supplément. Pour méthode analytique des anions avec une électrode de référence en Glassy Carbon et une électrode de référence en Ag/AgCl.

Contenu de la livraison 6.5337.030

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

1 STK	6.1257.220	Électrode de travail en GC
-------	------------	----------------------------

Électrode de travail en carbone vitreux spéciale détection ampérométrique, diamètre 3 mm.



1 STK

6.1257.720

Électrode de référence Ag/AgCl pour 6.1257.xxx

Électrode de référence en argent-chlorure d'argent spéciale détection ampérométrique.



1 STK

6.1257.810

Spacer 50 µm pour cellule Wall-Jet.

Spacer 50 µm pour cellule Wall-Jet ampérométrique, 3 pièces.



1 STK

6.1257.830

Spacer 25 µm pour cellule Wall-Jet

Spacer 25 µm pour cellule Wall-Jet ampérométrique, 3 pièces.



1 STK

6.1831.010

Capillaire en PEEK 0.25 mm d.i. / 3 m

Pour tous les composants Cl.



1 STK

6.2621.140

Clé hexagonale 2.5 mm



1 STK

6.2744.014

Vis de pression 2x

Avec connexion UNF 10/32. Pour la connexion de capillaires en PEEK



1 STK

6.2802.000

Jeu de polissage pour électrodes solides

Set de polissage comprenant 1 tissu de polissage et environ 2 g de poudre d'oxyde d'aluminium (taille de grain 0.3 µm)

