



## Équipement CI : cellule Thin-Layer : Carb (Au, Pd)

6.5337.210

Équipement constitué d'une cellule Thin-Layer et d'accessoires supplémentaires, d'électrodes destinées à une méthode analytique des hydrates de carbone, ainsi que d'une électrode de travail en or et d'une électrode de référence en Pd.

### Contenu de la livraison 6.5337.210

| Qt.   | Order no.  | Description           |
|-------|------------|-----------------------|
| 1 STK | 6.2621.140 | Clé hexagonale 2.5 mm |



1 STK

6.2744.014

Vis de pression 2x

Avec connexion UNF 10/32. Pour la connexion de capillaires en PEEK



1 STK

6.1831.010

Capillaire en PEEK 0.25 mm d.i. / 3 m

Pour tous les composants CI.



1 STK

6.2802.000

Jeu de polissage pour électrodes solides

Set de polissage comprenant 1 tissu de polissage et environ 2 g de poudre d'oxyde d'aluminium (taille de grain 0.3 µm)



1 STK

6.1257.820

Spacer 50 µm pour cellule Thin-Layer

Spacer 50 µm pour cellule Thin-Layer ampérométrique, 3 pièces.



1 STK

6.1257.210

Électrode de travail en Au, 3 mm

Électrode de travail en or spéciale détection ampérométrique, diamètre 3 mm.



1 STK

6.1257.840

Spacer 25 µm pour cellule Thin-Layer

Spacer 25 µm pour cellule Thin-Layer ampérométrique, 3 pièces.



1 STK

6.1257.740

Électrode de référence en Pd pour 6.1257.xxx

Électrode de référence en palladium spéciale détection ampérométrique

