



Équipement d'électrodes VA avec électrode Multi Mode pro pour les appareils Professional VA

6.5339.030

Jeu d'électrodes complet pour les déterminations polarographiques et voltampérométriques. Comporte une électrode Multi Mode pro, une électrode de référence, une électrode auxiliaire en platine, un bécher de mesure, un agitateur, une solution d'électrolyte et d'autres accessoires pour le montage et l'utilisation de l'électrode Multi Mode.

Contenu de la livraison 6.5339.030

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

1 STK

6.0343.100

Électrode à tige en platine séparée

Électrode auxiliaire en platine pour voltampérométrie et CVS.



1 STK

6.0728.120

Électrode de référence Ag/AgCl

Système de référence interne avec électrolyte $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$, pour une utilisation avec un tube à électrolyte en plastique 6.1245.010.



1 STK

6.1204.500

Agitateur pour appareils Professional VA

Agitateur pour appareils Professional VA complet, exempt de métal.



1 STK

6.1226.030

Capillaire à goutte de mercure (non silanisé) pour MME

Capillaire à mercure non silanisé (10 pièces), 2 joints d'étanchéité incl. en silicone.



1 STK

6.1226.050

Capillaire à goutte de mercure (silanisé) pour MME

Capillaire à goutte de mercure silanisé (10 pièces)



1 STK

6.1245.010

Tube à électrolyte en plastique

Tube à électrolyte en plastique avec diaphragme en céramique pour électrode de référence double jonction.




1 STK

6.1246.120

Électrode Multi Mode pro

Électrode au mercure pour la voltampérométrie. Peut être utilisée comme DME, SMDE ou HMDE.



1 STK

6.1247.020

Aiguilles pour MME

Aiguilles pour électrode Multi Mode MME (3 pièces).





Solution électrolyte $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ (pour systèmes de référence Ag /AgCl)



Fil d'argent (pour rattraper les gouttes de mercure par amalgamation)



Pour 884 Professional VA, 797 VA Computrace, 757 VA Computrace et 647, 663, 694, 747 VA Stand



1 STK

6.2816.020

Seringue 10 mL avec raccord Luer

Pour différentes applications de CI et VA.



1 STK

6.2816.030

Aiguille avec connecteur Luer

Aiguille permettant le remplissage du mercure dans l'électrode Multi-Mode et pour l'ajout d'échantillon lors du titrage Karl Fischer.

