



Équipement d'électrodes VA avec électrode scTRACE Gold pour les appareils Professional VA

6.5339.050

Jeu d'électrodes complet pour la détermination de l'arsenic ou du mercure. Comporte un support pour l'électrode scTRACE Gold, un agitateur et un bécher de mesure.

Contenu de la livraison 6.5339.050

Qt.	Order no.	Description
1 STK	6.1204.500	Agitateur pour appareils Professional VA

Agitateur pour appareils Professional VA complet, exempt de métal.



Support de l'électrode scTRACE Gold avec contacts enfichables pour le raccordement des câbles des électrodes de travail, de référence et des électrodes auxiliaires. La tige d'électrode et la scTRACE Gold 6.1258.000 constituent ensemble un capteur complet pour la voltampérométrie destiné aux appareils Professional VA. Pour l'utilisation avec les pieds de support VA Stand et les VA Computrace, trois adaptateurs 6.2112.130 sont nécessaires. Il suffit d'enficher l'électrode scTRACE Gold sur la tige. L'électrode scTRACE Gold doit être changée à intervalle régulier, la tige d'électrode peut en revanche être conservée.



Électrode à microfil en or sur une base à film épais pour déterminer l'arsenic dans les eaux. L'électrode scTRACE Gold est un capteur voltampérométrique combiné pour la voltampérométrie. Une électrode de travail à microfil en or, une électrode de référence Ag/AgCl et une électrode auxiliaire en carbone sont logées sur un capteur. De maniement simple et pratiquement sans maintenance, la scTRACE Gold permet de déterminer des traces d'arsenic dans l'eau. Avec la tige d'électrode 6.1241.080, elle peut être utilisée sur tous les postes de mesure voltampérométriques de Metrohm.



2 STK

6.1446.040

Bouchon fileté / M6



2 STK

6.1808.000

Manchon couplage M6



1 STK

6.2753.210

Couvercle

Pour le séparateur d'huile 62753200 et pour des applications avec la scTRACE Gold.

