



Équipement d'électrodes VA avec électrode à goutte de bismuth pour les appareils Professional VA

6.5339.080

Jeu d'électrodes complet pour les déterminations voltampérométriques des métaux lourds. Comporte une électrode à goutte de bismuth, une électrode de référence, une électrode auxiliaire en carbone vitreux, un bécher de mesure, un agitateur, une solution d'électrolyte et d'autres accessoires.

Contenu de la livraison 6.5339.080

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------



1 STK

6.2308.020

Électrolyte 3 mol/L KCl (250 mL)

Solution électrolyte $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ (pour systèmes de référence Ag /AgCl)



1 STK

6.0728.120

Électrode de référence Ag/AgCl

Système de référence interne avec électrolyte $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$, pour une utilisation avec un tube à électrolyte en plastique 6.1245.010.



1 STK

6.1241.120

Support d'électrode

Support d'électrode pour électrodes auxiliaires VA avec contact à fiche 5,5 mm. Il s'utilise avec une tige en carbone vitreux (6.1247.000) ou une tige en platine (6.1247.010).



1 STK

6.1245.010

Tube à électrolyte en plastique

Tube à électrolyte en plastique avec diaphragme en céramique pour électrode de référence double jonction.



1 STK

6.1247.000

Tige en carbone vitreux (GC)

Pour support d'électrode 6.1241.020 ou 6.1241.120 pour électrode auxiliaire VA.



1 STK

6.1415.210

Vase de titrage / 10-90 mL



1 STK

6.0346.000

Électrode à goutte de bismuth

Électrode à goutte de bismuth pour la détermination voltampérométrique de traces d'ions métalliques dans des échantillons d'eau. Elle peut servir d'électrode de travail dans le 884 Professional VA.



1 STK

6.1204.500

Agitateur pour appareils Professional VA

Agitateur pour appareils Professional VA complet, exempt de métal.



1 STK

6.2753.210

Couvercle

Pour le séparateur d'huile 62753200 et pour des applications avec la scTRACE Gold.

