



Équipement d'électrodes VA avec électrode à disque tournante en carbone vitreux pour la détermination des antioxydants pour les appareils Professional VA

6.5339.100

Kit complet d'électrodes pour les déterminations d'antioxydants. Comporte un entraînement d'électrode à disque tournante, une pointe pour électrode en carbone vitreux, une électrode de référence en platine, une électrode auxiliaire en platine et un récipient de mesure.

Contenu de la livraison 6.5339.100

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

2 STK

6.0343.100

Électrode à tige en platine séparée

Électrode auxiliaire en platine pour voltampérométrie et CVS.



1 STK

6.1204.510

Axe d'entraînement de l'électrode à disque tournante (RDE)

Axe d'entraînement de l'électrode à disque tournante (RDE) à axe en titane pour appareils Professional VA/CVS, filetage M3.



1 STK

6.1204.600

Pointe d'électrode en carbone vitreux, tige en verre .

Pointe d'électrode en carbone vitreux (GC). Diamètre du disque d'électrode 2 mm $\pm$ 0,1 mm, surface polie, tige en verre, raccord fileté M3, erreur de concentricité : 0,25 mm. Température : 0 à 50 °C.



1 STK

6.1415.150

Vase de titrage / 5-70 mL



1 STK

6.2802.000

Jeu de polissage pour électrodes solides

Set de polissage comprenant 1 tissu de polissage et environ 2 g de poudre d'oxyde d'aluminium (taille de grain 0.3 µm)

