



Équipement : 807 Dosing Units pour système de pipetage pour appareils VA/CVS professionnels

6.5339.620

Jeu d'accessoires pour système de pipetage CVS entièrement automatisé en liaison avec le 858 Professional Sample Processor. Contient respectivement une 807 Dosing Unit de 5 mL et 50 mL, des bouteilles à verre clair de 2 L, un tuyau de pipetage, une station de rinçage, une protection de sécurité et d'autres accessoires. Sans Dosinos.

Contenu de la livraison 6.5339.620

Qt.	Order no.	Description
1 STK	6.1456.210	Vase de mesure 10-90 mL Récipient de mesure pour systèmes VA automatisés.



1 STK

6.1462.270

Bras pivotant avec tête de transfert pour 786 Swing
Head, pivotant vers la droite

Bras pivotant pour système de pipetage avec 858 Professional Sample
Processor VA et CVS



1 STK

6.1562.120

Tuyau de pipetage / 10 mL avec support pour les
Processeurs d'échantillons

Tuyau de pipetage pour le transfert de solutions.



1 STK

6.1602.115

Adaptateur de siphon pour bouteille / S 40 / vert

Pour doser directement à partir de bouteilles à réactifs avec filetage S 40
(Merck...).



2 STK

6.1608.070

Flacon pour éluants / 2 L / GL 45



1 STK

6.1805.080

Tuyau en FEP / M6 / 25 cm

Avec protection contre la lumière et le flambage.



1 STK

6.1805.120

Tuyau en FEP / M6 / 100 cm

Avec protection contre la lumière et le flambage



3 STK

6.1805.530

Tuyau en FEP / M6 / 2 m

Avec protection contre la lumière et le flambage



1 STK

6.1808.010

Pièce de couplage 2xM6

2 filetages extérieurs M6. Partie des connexions à vis pour les Unités interchangeables et pour 676 Sample Changer



1 STK

6.1808.050

Raccord olive / M8

1 filetage extérieur M8 et 1 olive pour tuyaux, p.ex. pour manteau thermostatique des unités interchangeables et appareils de mesure de stabilité.



1 STK

6.1808.060

Connecteur T / M6 intérieur

3 fois filetage M6 intérieur.



1 STK

6.1819.080

Tuyau d'adduction de gaz

Pour appareils de mesure de stabilité.



1 STK

6.1823.010


Tige de guidage vers le tuyau de pipettage

À monter sur le bras pivotant de transfert au Robotic Sample Processor





Plaque de positionnement pour système de pipetage avec 858 Professional Sample Processor VA et CVS



Accessoires pour système de pipetage avec 858 Professional Sample Processor VA et CVS. Contient une potence et du matériel de fixation pour la protection de sécurité 6.2751.200 et la plaque de positionnement 6.2622.020.



Pour la fixation de pointes de burette et de distribution dans les têtes de titrage et les supports d'électrodes.



2 STK

6.2744.200

Adaptateur UNF 10/32 externe / M6 interne

Pour la connexion de capillaires en PEEK 1/16 in. PEEK et tuyau de transfert (M6)



1 STK

6.2751.200

Protection de sécurité

Protection de sécurité pour système de pipetage avec 858 Professional Sample Processor VA et CVS



1 STK

6.2841.110

Station de rinçage pour équipement de pipetage

Station de rinçage pour équipement de pipetage



1 STK

6.3032.150

807 Dosing Unit 5 mL

807 Dosing Unit avec puce électronique de données intégrée avec cylindre en verre de 5 mL et protection contre la lumière, pouvant être installée sur une bouteille à réactifs avec filetage en verre ISO/DIN GL 45, connexion tubulaire FEP, pointe anti-diffusion. Connexion tubulaire FEP, pointe anti-diffusion.



807 Dosing Unit avec puce électronique de données intégrée avec cylindre en verre de 50 mL et protection contre la lumière, pouvant être installée sur une bouteille à réactifs avec filetage en verre ISO/DIN GL 45, connexion tubulaire FEP, pointe anti-diffusion. Connexion tubulaire FEP, pointe anti-diffusion.



Accessoires optionnels

Order no.	Description
2.800.0020	800 Dosino
	Entraînement par matériel d'écriture/de lecture pour les unités de distribution intelligentes. Avec câble intégré (longueur 0,65 m).

