



Équipement pour changement de réactif

6.5617.000

Équipement pour le changement automatique de réactif avec coulomètre KF et Dosino branché.

Contenu de la livraison 6.5617.000

Qt.	Order no.	Description
1 STK	6.1446.060	Bouchon / B-14/15 / M10



1 STK

6.1446.080

Bouchon fileté M8



1 STK

6.1543.070

Pointe d'aspiration / filetage M6

Pour 661 Pump Unit



1 STK

6.1602.105

Adaptateur de siphon pour bouteille / GL 45 / vert

Pour doser directement à partir de bouteilles à réactifs avec filetage GL 45.



1 STK

6.1608.030

Flacon rond 1000 mL, GL 45



1 STK 6.1609.000 Tube sécheur grand, courbé
Pour remplissage avec matériau d'adsorption.



1 STK 6.1805.060 Tuyau en FEP / M6 / 60 cm
Avec protection contre la lumière et le flambage



1 STK 6.1805.080 Tuyau en FEP / M6 / 25 cm
Avec protection contre la lumière et le flambage.



1 STK 6.2023.020 Agrafe pour rodage RN 14/15
Agrafe pour RN 14/15



1 STK

6.2055.100

Support de flacon double

Support pour 2 flacons à 1 L. Pour l'équipement d'aspiration 6.5617.000



1 STK

6.2730.030

Bouchon

Complet avec embout et joint torique. Pour couvercles de récipient de titrage 6.1414.030. Pour les appareils KF, les postes de mesure VA, VA Computrace et dilution CI.



1 STK

6.3032.250

807 Dosing Unit 50 mL

807 Dosing Unit avec puce électronique de données intégrée avec cylindre en verre de 50 mL et protection contre la lumière, pouvant être installée sur une bouteille à réactifs avec filetage en verre ISO/DIN GL 45, connexion tubulaire FEP, pointe anti-diffusion. Connexion tubulaire FEP, pointe anti-diffusion.



Accessoires optionnels

Order no.	Description
2.800.0010	800 Dosino

Le Dosino 800 est un moteur de burette avec système de lecture/écriture pour les Unités de distribution intelligentes. Avec câble attenant (150 cm).



6.2811.000	Tamis moléculaire
------------	-------------------

Tamis moléculaire. Flacon à 250 g. Dimensions des pores: 0.3 nm. Pour Rancimats et appareils Karl Fischer.



6.2811.010	Tamis moléculaire (US)
------------	------------------------

Tamis moléculaire. Flacon à 250 g. Dimension des pores : 0,3 nm. Sans indicateur d'humidité. Pour Rancimats et appareils Karl Fischer.

Ce produit est destiné à tous les utilisateurs résidant aux États-Unis. Le matériau est classé comme dangereux aux États-Unis selon la norme OSHA sur la communication des renseignements à l'égard des matières dangereuses (29 CFR 1910.1200).

