



Consumable Kit Biodiesel Rancimat

6.5706.010

Ensemble comprenant les principaux consommables pour le Biodiesel Rancimat.

Contenu de la livraison 6.5706.010

Qt.	Order no.	Description
8 STK	6.0913.130	Couvercle de la cellule de mesure pour instruments de mesure de la stabilité
		Avec cellule de mesure de conductivité intégrée.



1 STK

6.1429.050

Récepteur de réaction long pour mesures de stabilité

Récepteur de réaction pour la mesure de stabilité dans les huiles volatiles, huiles minérales et mélanges biodiesel avec 743 Rancimat et 873 Biodiesel Rancimat. En combinaison avec 6.2418.130. Paquet de 100 pièces.




2 STK

6.1454.040

Joint torique

Joint torique pour tube à air pour mesures de stabilité. Lot de 8 pièces.



8 STK

6.1839.000

Tuyau en iso versinic / 0.22 m

Tuyau de la connexion pour appareils de mesure de stabilité pour la détermination de la stabilité à l'oxydation du biodiesel.



1 STK

6.2418.130

Tube à air long pour mesures dans le biodiesel

Lot de 100 pièces. En combinaison avec 6.1429.050.



2 STK

6.2724.010

Filtre anti-poussière

Filtre anti-poussière pour Rancimats et fours Karl Fischer.



1 STK

6.2753.107

Couvercle de récipient de réaction pour mesures de stabilité

Pour récipient de réaction 6.1429.040 ou 6.1429.050. Lot de 100 pièces.



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.2811.000	Tamis moléculaire Tamis moléculaire. Flacon à 250 g. Dimensions des pores: 0.3 nm. Pour Rancimats et appareils Karl Fischer.	
6.2811.010	Tamis moléculaire (US) Tamis moléculaire. Flacon à 250 g. Dimension des pores : 0,3 nm. Sans indicateur d'humidité. Pour Rancimats et appareils Karl Fischer. Ce produit est destiné à tous les utilisateurs résidant aux États-Unis. Le matériau est classé comme dangereux aux États-Unis selon la norme OSHA sur la communication des renseignements à l'égard des matières dangereuses (29 CFR 1910.1200).	