



PTRam Analyzer

A472060100C

Le PTRam Analyzer est un appareil d'analyse Raman 785 nm de développement de processus conçu pour le développement de produits et de processus dans les laboratoires et les installations pilotes. Il s'agit d'un système Raman haute performance, précis, robuste et fiable, doté d'un auto-calibrage et d'une validation automatisée des performances pour garantir la validité de chaque mesure.

Ce système de canal d'échantillon unique comprend une sonde à fibre optique de laboratoire avec une tige remplaçable par l'utilisateur. Le PTRam est montable en rack de 19". Le PTRam fonctionne avec le logiciel Vision et peut être connecté à un dispositif 2060 Human Interface.

Accessoires optionnels

Order no.	Description
-----------	-------------

Vision représente la solution logicielle de Metrohm pour le développement de méthodes et la commande des appareils de process Metrohm XDS et des appareils B&W Tek.

L'interface graphique d'analyse conviviale vous permet une application simple des algorithmes chimiométriques afin de créer des méthodes d'identification, de qualification et de quantification.

