



NIRS XDS Process Analyzer – MicroBundle 4 Channels

A629280120C

Le NIRS XDS Process Analyzer – MicroBundle représente la future génération d'appareils d'analyse de processus, capables d'analyses en temps réel dans les industries des produits pharmaceutiques et chimiques. Des mesures non destructives et exactes de pratiquement tous les types d'échantillons (poudres, boues, liquides, etc.) sont directement réalisées dans la ligne de production, le granulateur, le sécheur ou le récipient de réaction. Jusqu'à 4 sondes et/ou cellules à flux continu peuvent être connectées à l'appareil d'analyse. Chacun des quatre canaux peut être configuré indépendamment des autres et le microfaisceau de fibres optiques permet un éloignement des 4 points de mesure jusqu'à 35 mètres de l'appareil d'analyse de process XDS NIR.

Accessoires optionnels

Order no.	Description
-----------	-------------

A649281190

NIRS XDS Process Contact Lamp 50 W, 12 volts, c ruse

Lampe de rechange avec contact pour instruments de NIRS Process.
50 W, 12 volts, c ruse.

