



NIRS XDS Process Analyzer – SingleFiber SinglePoint

A629280210C

Le NIRS XDS Process Analyzer – SingleFiber représente la future génération de systèmes d'analyse de processus, capables d'analyses en temps réel dans l'industrie des produits pharmaceutiques et chimiques. Des mesures non destructives et exactes des liquides clairs sont directement réalisées dans la ligne de production ou dans un récipient de réaction. Les fibres optiques uniques permettent un éloignement du point de mesure jusqu'à 100 mètres de l'appareil d'analyse de processus XDS NIR.

Accessoires optionnels

Order no.	Description
-----------	-------------

A649281190

NIRS XDS Process Contact Lamp 50 W, 12 volts, c ruse

Lampe de rechange avec contact pour instruments de NIRS Process.
50 W, 12 volts, c ruse.

