



NIRS XDS Process Analyzer – SingleFiber 4 Channels

A629280220C

Le NIRS XDS Process Analyzer – SingleFiber représente la future génération de systèmes d'analyse pour process, capables d'analyses en temps réel dans l'industrie des produits pharmaceutiques et chimiques. Des mesures non-destructives et exactes des liquides clairs sont directement réalisées dans la ligne de production ou dans une cuve à réaction. Chacun des 4 canaux peut être configuré indépendamment des autres à l'aide du logiciel. Les monofibres optiques permettent un éloignement des 4 points de mesure jusqu'à 100 mètres de l'analyseur de process XDS NIR.

Accessoires optionnels

Order no.	Description
-----------	-------------

A649281190

NIRS XDS Process Contact Lamp 50 W, 12 volts, c ruse

Lampe de rechange avec contact pour instruments de NIRS Process.
50 W, 12 volts, c ruse.

