



NIRS XDS Process Analyzer – SingleFiber 9 Channels

A629280230C

Le NIRS XDS Process Analyzer – SingleFiber représente la future génération de systèmes d'analyse pour process, capables d'analyses en temps réel dans l'industrie des produits pharmaceutiques et chimiques. Des mesures non-destructives et exactes des liquides clairs sont directement réalisées dans la ligne de production ou dans une cuve à réaction. Jusqu'à 9 sondes et/ou cellules d'écoulement peuvent être connectées à l'appareil d'analyse. Chacun des 9 canaux peut être configuré indépendamment des autres à l'aide du logiciel. Les monofibres optiques permettent un éloignement des 9 points de mesure jusqu'à 100 mètres de l'analyseur de process XDS NIR.

Accessoires optionnels

Order no.	Description
-----------	-------------

A649281190

NIRS XDS Process Contact Lamp 50 W, 12 volts, c ruse

Lampe de rechange avec contact pour instruments de NIRS Process.
50 W, 12 volts, c ruse.

