




NIRS Analyzer PRO – ContactReflection

A629281110

Le NIRS Analyzer Pro est un système d'analyse ponctuelle en production basé sur la technologie des barrettes de diodes haute résolution. Il sert à effectuer une analyse non-destructive des solides, des granulés ou des poudres à travers une vitre, directement dans la ligne de production sans nécessiter de dérivation – un véritable système inline.

Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.7440.480	NIRS Process, boîtier de communication E/S
	Boîtier de communication E/S pour appareils de process à 24 canaux analogiques et 24 canaux numériques



A660044277

NIRS Analyzer PRO Lampe 12 V / 20 W

Lampe de rechange pour l'appareil d'analyse NIRS Analyzer Pro (12 V / 20 W)

