




NIRS Analyzer PRO – DirectLight/NonContact


A629281130

Le NIRS Analyzer Pro est un système d'analyse ponctuelle en production basé sur la technologie des barrettes de diodes haute résolution. Il sert à effectuer une analyse non-destructive de matières solides telles que des granulés et des poudres. Ce système est généralement installé au-dessus d'une bande de convoyage afin d'analyser les produits transportés. Cette configuration permet d'analyser facilement les surfaces irrégulières à déplacement rapide.



Contenu de la livraison A629281130

Qt.	Order no.	Description
1 STK	6.7440.480	NIRS Process, boîtier de communication E/S

Boîtier de communication E/S pour appareils de process à 24 canaux analogiques et 24 canaux numériques



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.7440.480	NIRS Process, boîtier de communication E/S	
	Boîtier de communication E/S pour appareils de process à 24 canaux analogiques et 24 canaux numériques	
A660044277	NIRS Analyzer PRO Lampe 12 V / 20 W	
	Lampe de rechange pour l'appareil d'analyse NIRS Analyzer Pro (12 V / 20 W)	