



Bouton d'arrêt d'urgence du booster

BSTR20.EMG.S

Le Booster20A est muni d'un bouton d'arrêt d'urgence qui peut être placé à proximité immédiate de l'appareil.

Contenu de la livraison BSTR20.EMG.S

Qt.	Order no.	Description
1 STK	3500003600	Booster d'intensité 20 A

Le module Booster20A élève l'intensité maximum du PGSTAT302N à 20 ampères. La tension disponible du système est de 20 V en association avec le Booster20A.

Avec un temps de réponse rapide, l'Autolab Booster20A a été optimisé pour réaliser des mesures d'impédance électrochimique en association avec le module FRA32M, sur des piles à combustible, des batteries et des supercondensateurs. Le booster est en mesure de traiter à la fois des cellules actives et passives. Le Booster20A peut servir à mesurer les caractéristiques de charge et de décharge des supercondensateurs, à réaliser des mesures sur les piles à combustible ou des mesures CC ou CA sur des électrodes à grande surface.

