




Logiciel d'identification Raman BWID Pharma

BWT-840000127


Logiciel d'acquisition de données et d'identification de matières pour les spectromètres Raman portables de B&W Tek, qui permet l'identification et la vérification rapide de matières sur la base de bibliothèques créées par l'utilisateur, de bibliothèques protégées par les droits d'auteur de B&W Tek et de bibliothèques de fournisseurs externes. Logiciel conforme à toutes les exigences de la norme 21 CFR partie 11 de la FDA (Agence fédérale américaine des produits alimentaires et des médicaments), y compris sécurité d'accès au système, Audit Trail des activités des données et contrôle des performances du système. Sont fournies une licence utilisateur et des mises à niveau gratuites pendant un an à compter de la date d'achat.

Accessoires optionnels

Order no.	Description
-----------	-------------

BWT-840001123 Scanner de codes-barres Bluetooth 1D

Scanner de codes-barres Bluetooth 1D pour une utilisation avec le logiciel BWID fonctionnant avec un appareil Raman portable



BWT-840001264 Bibliothèque Raman USP complète BWID

Bibliothèque Metrohm Raman USP complète pour BWID contenant environ 900 articles certifiés traçables.

