



TacticID 1064 spectromètre Raman portable

BWT-840000920

Le TacticID[®]-1064 est un spectromètre Raman portable prêt à l'emploi, conçu pour un contrôle rapide et précis sans contact par le personnel de sécurité et les services d'urgence (par exemple, les forces de l'ordre, les douaniers et les gardes-frontières, ainsi que les équipes de déminage). Le TacticID-1064 utilise la spectroscopie Raman éprouvée permettant aux utilisateurs d'obtenir une identification exploitable en temps réel d'une large variété de produits chimiques inconnus, de stupéfiants, de médicaments, d'explosifs et d'autres substances en moins d'une minute. L'incertitude fonctionnelle et le temps de réponse sont ainsi considérablement réduits. En utilisant la longueur d'onde 1 064 nm, le TacticID 1064 évite la fluorescence et permet aux utilisateurs de travailler même sur des échantillons de rue difficiles.

Contenu de la livraison BWT-840000920

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

1 STK

BWT-840000295 Flacons pour fluides de 15 mm de diamètre

Lot de 6 flacons en verre borosilicate (diamètre 15 mm) avec sachet.



1 STK

BWT-840000329 Sachet pour flacons de 15 mm

Sachet pour flacons de 15 mm.



1 STK

BWT-840000344 Adaptateur de support de flacon

Adaptateur pour support de flacon, compatible avec des flacons de 15 mm de diamètre.



1 STK

BWT-840000348 Capuchon de validation en polystyrène

Capuchon de validation en polystyrène, avec polystyrène intégré selon la norme ASTM.



1 STK

BWT-840000414 Adaptateur secteur 18 V

Adaptateur secteur pour 18 V CC, 1,67 A. Les fiches pour USA, EU, UK et AU sont fournies.

TID-PWA



1 STK

BWT-840000419 Stylet/stylobille pour TacticID

Combinaison de stylet et stylobille pour écran tactile (lot de 5 unités).

TID-STY



1 STK

BWT-840000858 Câble USB

Câble USB compatible avec le port micro-USB jusqu'au type A USB 2.0.



1 STK

BWT-840000948 Câble host USB OTG

Câble host USB OTG pour le transfert des données entre une clé USB et un système à main.



1 STK

BWT-840000345 Spectromètre Raman portable: adaptateur de flacon

Accessoire pour spectromètre Raman portable : adaptateur de flacon.

NR2-BSA



Accessoires optionnels

Order no.	Description
-----------	-------------


BWT-840000294	Station de recharge de batterie
---------------	---------------------------------

Station de recharge de la batterie au lithium-ion (pour une recharge de NR-BAT et TID-BAT uniquement).



BWT-840000353	Capuchon protecteur de la tige
---------------	--------------------------------

Capuchon protecteur de la tige des appareils Raman portables, lot de 10 unités.



BWT-840000361	Appareil de mesure manuel de la puissance laser
---------------	---

Appareil de mesure de la puissance laser, modèle à tige, étalonné. Plage : 5 microwatts à 1 watt. Utilisation pour QO/QP et la certification annuelle de l'appareil de mesure de la puissance laser.



BWT-840000498	Cassette pour piles non rechargeables
---------------	---------------------------------------

Cassette pour piles TacticID pour six piles non rechargeables de type 123A (p. ex. Surefire). Sans piles.



BWT-840000969 Sonde d'immersion Raman portatif 1064

Accessoire pour spectromètre Raman 1064 portatif : sonde à immersion par contact, longueur 6", distance de travail env. 1 mm, pression de service jusqu'à 2 bars à température ambiante.

NRX-CTP-IMP



BWT-840000970 Spectromètre Raman portable : adaptateur pour grands flacons (1064)

Accessoires pour spectromètre Raman portable 1064 : adaptateur pour grands flacons avec une distance de travail de 10 mm.

NRX-BSA



BWT-840000428 Routeur WLAN

Routeur WLAN portable fonctionnant sur pile, connexion 3G/4G.



BWT-840000949 Adaptateur à large spot

L'adaptateur d'échantillonnage à large spot est conçu pour une utilisation avec des systèmes Raman portables de Metrohm, offrant une taille de spot plus grande et une profondeur d'échantillonnage accrue afin de réduire le risque de combustion des échantillons, en particulier d'échantillons sensibles ou de couleur foncée. De plus, cet adaptateur prend en charge les fonctions de transparence («°see-through°») lorsqu'il est utilisé avec des appareils compatibles avec le logiciel de transparence.

TID-STA



Sacoche pour série TactiClD. Fabriquée dans un tissu résistant 1000d, de nombreuses poches ergonomiques et un compartiment conçu pour une utilisation intensive et résistant à l'usure. Compatible avec tous les produits TactiClD et les produits NanoRam. Destiné au transport uniquement.

TID-SBG

