



# Spectromètre Raman portable TacticID-GP Plus

BWT-840000972

Le TacticID-GP Plus est un spectromètre Raman portable, destiné à une utilisation sur le terrain et conçu pour une identification chimique rapide et non destructive. Le temps de réponse et l'incertitude opérationnelle peuvent ainsi être considérablement réduits. Grâce à son flux de travail intuitif et son écran tactile, les échantillons sont analysés de manière non destructive au travers d'emballages opaques et transparents. Il indique clairement le niveau de risque aux utilisateurs (personnel de sécurité, forces d'intervention (des autorités judiciaires par ex.), douaniers et gardes-frontières, équipes de neutralisation d'engins explosifs et équipes d'élimination des matières dangereuses) afin qu'ils puissent réagir rapidement, et ce même avec un contact minimal avec l'échantillon. Le TacticID-GP Plus s'appuie sur la spectroscopie Raman éprouvée ; les utilisateurs obtiennent l'identification d'échantillons en temps réel avec affichage clair du niveau de risque et des consignes de sécurité selon le SGH et le NFPA704.

## Contenu de la livraison BWT-840000972

| Qt. | Order no. | Description |
|-----|-----------|-------------|
|-----|-----------|-------------|

1 STK

BWT-840000294 Station de recharge de batterie

Station de recharge de la batterie au lithium-ion (pour une recharge de NR-BAT et TID-BAT uniquement).



1 STK

BWT-840000295 Flacons pour fluides de 15 mm de diamètre

Lot de 6 flacons en verre borosilicate (diamètre 15 mm) avec sachet.




2 STK

BWT-840000403 Batterie lithium-ion rechargeable 10,8 V

Batterie lithium-ion rechargeable : compatible avec TacticID-N Plus, TacticID Mobile et NanoRam-1064.

TID-BAT



1 STK

BWT-840000406 Adaptateur de support de flacon TacticID

Adaptateur pour support de flacon TacticID, compatible avec des flacons de 15 mm de diamètre.



1 STK

BWT-840000414 Adaptateur secteur 18 V

Adaptateur secteur pour 18 V CC, 1,67 A. Les fiches pour USA, EU, UK et AU sont fournies.

TID-PWA



---

1 STK

BWT-840000416 Adaptateur Point & Shoot TactiCD

Adaptateur Point & Shoot TactiCD.



---

1 STK

BWT-840000417 Capuchon de validation TactiCD

Capuchon de validation TactiCD, avec polystyrène intégré selon la norme ASTM. Pour une utilisation avec TactiCD-N Plus et TactiCD-GP Plus.



---

1 STK

BWT-840000418 Capuchon protecteur d'arbre TactiCD-GP (jaune)

Capuchon protecteur d'arbre TactiCD-GP et TactiCD-GP Plus (jaune).

TID-CAP-GP



1 STK

BWT-840000422 Mallette TacticID

Mallette TacticID robuste en plastique dur.



---

1 STK

BWT-840000491 Adaptateur angle-droit TacticID

Adaptateur angle-droit TacticID.



---

1 STK

BWT-840000498 Cassette pour piles non rechargeables

Cassette pour piles TacticID pour six piles non rechargeables de type 123A (p. ex. Surefire). Sans piles.



---

1 STK

BWT-840000858 Câble USB

Câble USB compatible avec le port micro-USB jusqu'au type A USB 2.0.



1 STK

BWT-840000948 Câble host USB OTG

Câble host USB OTG pour le transfert des données entre une clé USB et un système à main.



1 STK

BWT-840000974 Bibliothèque de spectres Raman complète (TacticID Plus)

Bibliothèque de spectres Raman complète pour TacticID Plus avec plus de 10 000 spectres de substances chimiques courantes, narcotiques, solvants et plastiques. Consignes de sécurité NFPA704 et SGH comprises.



1 STK

BWT-840000975 Bibliothèque de spectres Raman de substances chimiques courantes, narcotiques, explosifs, solvants et plastiques (TacticID Plus)

Bibliothèque de spectres Raman pour TacticID Plus avec plus de 1200 spectres de substances chimiques courantes, narcotiques, explosifs, solvants et plastiques. Consignes de sécurité NFPA704 et SGH comprises. Peut être soumis au contrôle à l'exportation.



1 STK

BWT-840000981 Logiciel TacticID Plus

Clé USB avec logiciel TacticID Plus TID pour PC, pack d'installation TID et manuels d'utilisation TacticID Plus.



1 STK


BWT-840000419    Stylet/stylobille pour TactiD

Combinaison de stylet et stylobille pour écran tactile (lot de 5 unités).

TID-STY



## Accessoires optionnels

| Order no.     | Description                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| BWT-840000329 | Sachet pour flacons de 15 mm                                                                                                                                                                         |                                                                                       |
|               | Sachet pour flacons de 15 mm.                                                                                                                                                                        |    |
| BWT-840000353 | Capuchon protecteur de la tige                                                                                                                                                                       |                                                                                       |
|               | Capuchon protecteur de la tige des appareils Raman portables, lot de 10 unités.                                                                                                                      |    |
| BWT-840000361 | Appareil de mesure manuel de la puissance laser                                                                                                                                                      |                                                                                       |
|               | Appareil de mesure de la puissance laser, modèle à tige, étalonné. Plage : 5 microwatts à 1 watt. Utilisation pour QO/QP et la certification annuelle de l'appareil de mesure de la puissance laser. |  |
| BWT-840000428 | Routeur WLAN                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |
|               | Routeur WLAN portable fonctionnant sur pile, connexion 3G/4G.                                                                                                                                        |  |

BWT-840000912 Kit de remplacement de joint torique pour appareils Raman portatifs

Kit de remplacement de joint torique Raman portatif - (pour tige uniquement).

Le kit comprend : joint torique n°1 DI 9,00 mm x15 et joint torique n°2 DI 10,00 mm x15 (TacticID-N Plus, TacticID Mobile et NanoRam-1064).

TID-ORK



---

BWT-840000524 Adaptateur TacPac™


Adaptateur d'analyses SERS pour une utilisation avec des substrats SERS TacPac™-P.



---

BWT-840000669 Chargeur véhicule pour TacticID

Chargeur véhicule pour TacticID-N Plus.



---

BWT-840000976 Bibliothèque de spectres Raman de substances chimiques courantes, narcotiques, solvants et plastiques (TacticID Plus)

Bibliothèque de spectres Raman complète pour TacticID Plus avec plus de 1180 spectres de substances chimiques courantes, narcotiques, solvants et plastiques. Consignes de sécurité NFPA704 et SGH comprises.



BWT-840000977 Bibliothèque de spectres Raman d'explosifs (TacticID Plus)

Bibliothèque de spectres Raman d'explosifs pour TacticID Plus avec plus de 180 spectres. Consignes de sécurité NFPA704 et SGH comprises.

Remarque : cet article peut être soumis à des contrôles à l'exportation dans certains pays.



---

BWT-840000978 Bibliothèque de spectres Raman de pierres précieuses (TacticID Plus)

Bibliothèque de spectres Raman de pierres précieuses pour TacticID Plus avec plus de 467 spectres.



---

BWT-840000979 Bibliothèque de spectres Raman d'armes chimiques (TacticID Plus)

Bibliothèque de spectres Raman d'armes chimiques pour TacticID Plus. Consignes de sécurité NFPA704 et SGH comprises. Remarque : cet article peut être soumis à des contrôles à l'exportation dans certains pays.



---

BWT-840000603 Sac pour adaptateurs TacticID

Sac pour adaptateur TacticID (785 nm)



BWT-840001124 Kit de préparation des échantillons TacPac (lot de 25)

Kit de préparation des échantillons en vue d'analyses SERS pour une utilisation avec des spectromètres Raman portables de B&W Tek. Pour une amplification du signal Raman et une réduction de la fluorescence d'échantillons difficiles à mesurer. Approprié pour une excitation laser à 785 nm. Spatule de laboratoire en plastique à usage unique, pipettes et microtubes à centrifuger gradués en PP (2 mL) pour préparer des échantillons en vue de tests avec le TacPac™ SERS. Un lot de 25 substrats SERS compris.

TAP-SAM25



---

BWT-840001125 Kit de préparation des échantillons TacPac (lot de 50)

Kit de préparation des échantillons en vue d'analyses SERS pour une utilisation avec des spectromètres Raman portables de B&W Tek. Pour une amplification du signal Raman et une réduction de la fluorescence d'échantillons difficiles à mesurer. Approprié pour une excitation laser à 785 nm. Spatule de laboratoire en plastique à usage unique, pipettes et microtubes à centrifuger gradués en PP (2 mL) pour préparer des échantillons en vue de tests avec le TacPac™ SERS. Un lot de 50 substrats SERS compris.

TAP-SAM50

