



TacticID-N Plus spectromètre Raman portable


BWT-840000994

Le TacticID[®]-N Plus est un spectromètre Raman portatif prêt à l'emploi, spécialement conçu pour l'analyse médico-légale sans contact des stupéfiants, des médicaments, des agents de coupe et de leurs précurseurs par le personnel chargé de l'application de la loi.

Grâce à une opération intuitive et un écran tactile, les échantillons peuvent être analysés de manière non destructive à travers des emballages opaques et transparents. Le degré de menace de l'échantillon est affiché de manière visible pour les utilisateurs, par exemple le personnel de sécurité, les services d'urgence (tels que les autorités chargées de l'application de la législation), les douanes et les gardes-frontières, ainsi que les équipes de déminage et les équipes de lutte contre les matières dangereuses, ce qui leur permet d'agir rapidement avec un minimum de contact avec l'échantillon. Le TacticID-N Plus utilise la spectroscopie Raman de laboratoire éprouvée qui permet aux utilisateurs d'obtenir l'identification de substances illicites en temps réel sans jamais compromettre l'intégrité de l'échantillon ou de la chaîne de preuves.

En outre, les utilisateurs de TacticID-N Plus ont accès aux mises à jour régulières de la bibliothèque pour pouvoir maintenir continuellement à jour les capacités d'identification et garder une longueur d'avance sur les nouveaux stupéfiants.

Contenu de la livraison BWT-840000994

Qt.	Order no.	Description
1 STK	BWT-840000295	Flacons pour fluides de 15 mm de diamètre Lot de 6 flacons en verre borosilicate (diamètre 15 mm) avec sachet.
		
1 STK	BWT-840000403	Batterie lithium-ion rechargeable 10,8 V Batterie lithium-ion rechargeable : compatible avec TacticID-N Plus, TacticID Mobile et NanoRam-1064. TID-BAT
		
1 STK	BWT-840000406	Adaptateur de support de flacon TacticID Adaptateur pour support de flacon TacticID, compatible avec des flacons de 15 mm de diamètre.
		
1 STK	BWT-840000414	Adaptateur secteur 18 V Adaptateur secteur pour 18 V CC, 1,67 A. Les fiches pour USA, EU, UK et AU sont fournies. TID-PWA
		

1 STK

BWT-840000416 Adaptateur Point & Shoot TactiD

Adaptateur Point & Shoot TactiD.



1 STK

BWT-840000417 Capuchon de validation TactiD

Capuchon de validation TactiD, avec polystyrène intégré selon la norme ASTM. Pour une utilisation avec TactiD-N Plus et TactiD-GP Plus.



1 STK

BWT-840000419 Stylet/stylobille pour TactiD

Combinaison de stylet et stylobille pour écran tactile (lot de 5 unités).

TID-STY



1 STK

BWT-840000422 Mallette TactiD

Mallette TactiD robuste en plastique dur.



1 STK

BWT-840000429 Capuchon protecteur d'arbre TacticID-N (noir)

Capuchon protecteur d'arbre TacticID-N et TacticID-N Plus (noir).

TID-CAP-N



1 STK

BWT-840000858 Câble USB

Câble USB compatible avec le port micro-USB jusqu'au type A USB 2.0.



1 STK

BWT-840000948 Câble host USB OTG

Câble host USB OTG pour le transfert des données entre une clé USB et un système à main.



1 STK

BWT-840000981 Logiciel TacticID Plus

Clé USB avec logiciel TacticID Plus TID pour PC, pack d'installation TID et manuels d'utilisation TacticID Plus.



La bibliothèque de substances illicites TacticID N Plus inclut les drogues, TIC, TIM, précurseurs et produits chimiques généraux.



TAP-KIT-T est un kit d'analyse destiné à être mis en œuvre avec le TacticID-N Plus pour une amplification du signal Raman et une réduction de la fluorescence d'échantillons difficiles à mesurer. Ce kit comprend une pochette noire, une pincette, un adaptateur d'analyse SERS et 25 substrats SERS

Kit d'analyse SERS pour une mise en œuvre avec des spectromètres Raman portables de B&W Tek. Pour une amplification du signal Raman et une réduction de la fluorescence d'échantillons difficiles à mesurer. Approprié pour une excitation laser à 785 nm. Comprend : pincettes, adaptateur TacPac, 25 bandes SERS.

TAP-KIT-T




Pochette pour adaptateurs Raman portatifs compatibles avec NanoRam-1064, TacticID-N Plus et TacticID Mobile.

NR2-PCH-ADPT



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
BWT-840000294	Station de recharge de batterie Station de recharge de la batterie au lithium-ion (pour une recharge de NR-BAT et TID-BAT uniquement).	
BWT-840000329	Sachet pour flacons de 15 mm Sachet pour flacons de 15 mm.	
BWT-840000353	Capuchon protecteur de la tige Capuchon protecteur de la tige des appareils Raman portables, lot de 10 unités.	
BWT-840000361	Appareil de mesure manuel de la puissance laser Appareil de mesure de la puissance laser, modèle à tige, étalonné. Plage : 5 microwatts à 1 watt. Utilisation pour QO/QP et la certification annuelle de l'appareil de mesure de la puissance laser.	

BWT-840000912 Kit de remplacement de joint torique pour appareils Raman portatifs

Kit de remplacement de joint torique Raman portatif - (pour tige uniquement).

Le kit comprend : joint torique n°1 DI 9,00 mm x15 et joint torique n°2 DI 10,00 mm x15 (TacticID-N Plus, TacticID Mobile et NanoRam-1064).

TID-ORK



BWT-840000491 Adaptateur angle-droit TacticID

Adaptateur angle-droit TacticID.



BWT-840000498 Cassette pour piles non rechargeables

Cassette pour piles TacticID pour six piles non rechargeables de type 123A (p. ex. Surefire). Sans piles.



BWT-840000524 Adaptateur TacPac™

Adaptateur d'analyses SERS pour une utilisation avec des substrats SERS TacPac™-P.




BWT-840000603 Sac pour adaptateurs TactiD

Sac pour adaptateur TactiD (785 nm)



BWT-840000669 Chargeur véhicule pour TactiD

Chargeur véhicule pour TactiD-N Plus.



BWT-840000976 Bibliothèque de spectres Raman de substances chimiques courantes, narcotiques, solvants et plastiques (TactiD Plus)

Bibliothèque de spectres Raman complète pour TactiD Plus avec plus de 1180 spectres de substances chimiques courantes, narcotiques, solvants et plastiques. Consignes de sécurité NFPA704 et SGH comprises.



BWT-840001124 Kit de préparation des échantillons TacPac (lot de 25)

Kit de préparation des échantillons en vue d'analyses SERS pour une utilisation avec des spectromètres Raman portables de B&W Tek. Pour une amplification du signal Raman et une réduction de la fluorescence d'échantillons difficiles à mesurer. Approprié pour une excitation laser à 785 nm. Spatule de laboratoire en plastique à usage unique, pipettes et microtubes à centrifuger gradués en PP (2 mL) pour préparer des échantillons en vue de tests avec le TacPac™ SERS. Un lot de 25 substrats SERS compris.

TAP-SAM25



Kit de préparation des échantillons en vue d'analyses SERS pour une utilisation avec des spectromètres Raman portables de B&W Tek. Pour une amplification du signal Raman et une réduction de la fluorescence d'échantillons difficiles à mesurer. Approprié pour une excitation laser à 785 nm. Spatule de laboratoire en plastique à usage unique, pipettes et microtubes à centrifuger gradués en PP (2 mL) pour préparer des échantillons en vue de tests avec le TacPac™ SERS. Un lot de 50 substrats SERS compris.

TAP-SAM50



Kit d'introduction à l'analyse SERS contenant des bandelettes P-SERS d'or et d'argent et des colloïdes d'argent et d'or.

