



TacticID Mobile

BWT-840001195

Le TacticID® Mobile est un spectromètre Raman portable de 1064 nm économique et ergonomique, doté de bibliothèques ciblées pour l'identification rapide et non destructive des stupéfiants, des produits chimiques dangereux et des matières suspectes. Conçu pour une utilisation simple par le personnel de sécurité sur le terrain, les échantillons peuvent être rapidement scannés directement au travers de conteneurs transparents, et les résultats de l'identification sont clairement affichés sur le grand écran tactile haute luminosité et haute résolution.

Le TacticID Mobile utilise la spectroscopie Raman pour mesurer l'empreinte moléculaire d'un échantillon identifié à l'aide de la bibliothèque de spectres intégrée comprenant des stupéfiants, précurseurs, produits chimiques toxiques et courants, médicaments, explosifs etc. Avec l'identification au point d'intervention, les premiers intervenants obtiennent en moins d'une minute une identification de l'échantillon exploitable, accompagnée d'informations de sécurité (SGH et NFPA704), ce qui permet une réponse rapide d'une plus grande certitude.

Avec le laser d'excitation à 1064 nm du TacticID Mobile, les utilisateurs peuvent identifier des échantillons de rue difficiles, des échantillons colorés et des échantillons non purs avec une interférence minimum de la fluorescence. Le système s'utilise avec l'écran tactile et l'interface

matérielle par boutons, même à travers un équipement de protection. Il est de conception compacte avec une protection robuste en caoutchouc IP68, conforme au test de chute de la norme MIL-STD-810.

Des informations supplémentaires peuvent être ajoutées à chaque scan (dont images, repères d'emplacement, notes et autres informations d'identification) formant un rapport complet au moyen d'un seul document contenant toutes les informations pertinentes. Sont également disponibles des bibliothèques créées par l'utilisateur et des options de personnalisation.

Contenu de la livraison BWT-840001195

Qt.	Order no.	Description
1 STK	BWT-840000342	Adaptateur à angle droit Adaptateur à angle droit pour réaliser des mesures en mode mains-libres avec des appareils Raman portatifs. Compatible avec le NanoRam-1064 et le TacticID Mobile.
		
1 STK	BWT-840000343	Lentille Lentille pour appareils Raman portatifs. Compatible avec le NanoRam-1064 et le TacticID Mobile.
		
1 STK	BWT-840000344	Adaptateur de support de flacon Adaptateur pour support de flacon, compatible avec des flacons de 15 mm de diamètre.
		

BWT-840000345 Spectromètre Raman portable: adaptateur de flacon

NR2-BSA



BWT-840000348 Capuchon de validation en polystyrène

BWT-840000353 Capuchon protecteur de la tige



BWT-840000354 Pochette pour adaptateurs (NR2-PCH-ADPT)

NR2-PCH-ADPT

1 STK

BWT-840000419 Stylet/stylobille pour TacticID

Combinaison de stylet et stylobille pour écran tactile (lot de 5 unités).

TID-STY



1 STK

BWT-840000912 Kit de remplacement de joint torique pour appareils Raman portatifs

Kit de remplacement de joint torique Raman portatif - (pour tige uniquement).

Le kit comprend : joint torique n°1 DI 9,00 mm x15 et joint torique n°2 DI 10,00 mm x15 (TacticID-N Plus, TacticID Mobile et NanoRam-1064).

TID-ORK




1 STK

BWT-840001191 Câble USB de types C à A

Câble USB de types C à A. Compatible avec le TacticID Mobile.

HHX-USB




1 STK

BWT-840001192 Adaptateur secteur pour TacticID Mobile avec prises internationales

Adaptateur secteur 15 V 3,6 A CC. Avec prises pour USA, UE, RU et AUS. Compatible avec le TacticID Mobile.

HHX-PWA



1 STK

BWT-840001252 Bibliothèque de produits chimiques généraux et
illicites TacticID Mobile

La bibliothèque de substances illicites TacticID Mobile inclut les drogues,
TIC, TIM, précurseurs et produits chimiques généraux.




1 STK


BWT-840001193 Clé USB contenant les manuels d'utilisation du
TacticID Mobile

Clé USB contenant le manuel d'utilisation du TacticID Mobile. Elle
comporte à la fois un connecteur USB de type A et un connecteur USB de
type C, et est utilisable pour les fonctions OTG.

HHX-USB-OTG



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
BWT-840000403	Batterie lithium-ion rechargeable 10,8 V Batterie lithium-ion rechargeable : compatible avec TacticID-N Plus, TacticID Mobile et NanoRam-1064. TID-BAT	
BWT-840000428	Routeur WLAN Routeur WLAN portable fonctionnant sur pile, connexion 3G/4G.	
BWT-840000949	Adaptateur à large spot L'adaptateur d'échantillonnage à large spot est conçu pour une utilisation avec des systèmes Raman portables de Metrohm, offrant une taille de spot plus grande et une profondeur d'échantillonnage accrue afin de réduire le risque de combustion des échantillons, en particulier d'échantillons sensibles ou de couleur foncée. De plus, cet adaptateur prend en charge les fonctions de transparence («°see-through°») lorsqu'il est utilisé avec des appareils compatibles avec le logiciel de transparence. TID-STA	
BWT-840000969	Sonde d'immersion Raman portatif 1064 Accessoire pour spectromètre Raman 1064 portatif : sonde à immersion par contact, longueur 6", distance de travail env. 1 mm, pression de service jusqu'à 2 bars à température ambiante. NRX-CTP-IMP	

BWT-840000970 Spectromètre Raman portable : adaptateur pour grands flacons (1064)

Accessoires pour spectromètre Raman portable 1064 : adaptateur pour grands flacons avec une distance de travail de 10 mm.

NRX-BSA



BWT-840001154 Sacoche pour série HH Raman

Sacoche pour série TacticID. Fabriquée dans un tissu résistant 1000d, de nombreuses poches ergonomiques et un compartiment conçu pour une utilisation intensive et résistant à l'usure. Compatible avec tous les produits TacticID et les produits NanoRam. Destiné au transport uniquement.

TID-SBG



BWT-840001184 Bibliothèque de spectres Raman de plus de 1 000 composés destinée au TacticID Mobile

Bibliothèque de spectres Raman comportant plus de 1 000 spectres de produits chimiques courants, de stupéfiants, de solvants et de plastiques. Elle comprend les informations de sécurité NFPA704 et SGH. À utiliser avec le TacticID Mobile.


TDL-XM-CNSP



BWT-840001194 Batterie externe TacticID Mobile

Batterie externe power bank (bloc-batterie) pour le TacticID Mobile. Compatible avec l'unité TacticID Mobile et l'adaptateur secteur TacticID Mobile pour recharger l'appareil.


HHX-PWB



BWT-840001223 Chargeur de voiture USB-C pour TacticID Mobile


Chargeur de voiture USB-C pour TacticID Mobile. Comprend un câble USB-C dédié pour une charge rapide dans un véhicule.

Modèle HHX-CCA



BWT-840001252 Bibliothèque de produits chimiques généraux et illicites TacticID Mobile

La bibliothèque de substances illicites TacticID Mobile inclut les drogues, TIC, TIM, précurseurs et produits chimiques généraux.



BWT-840001266 Bibliothèque Raman complète TacticID Mobile

Bibliothèque Raman Metrohm complète TacticID Mobile - Plus de 29'000 entrées spectrales de produits chimiques, minéraux, de produits chimiques organiques, solvants, polymères, colorants et pigments, TIC, TIM, produits inorganiques et organométalliques, produits de soin personnel et substances illicites.

TDL-XM-MCRL



BWT-840001323 Bibliothèque minéraux TacticID Mobile

Bibliothèque Metrohm minéraux pour TacticID Mobile.



Bibliothèque des explosifs pour TacticID Mobile.



Bibliothèque agents de guerre chimiques (CWA) pour TacticID Mobile.



Bibliothèque Raman Metrohm complète (MCRL) composés inorganiques et organométalliques pour TacticID Mobile.



Bibliothèque Raman Metrohm complète (MCRL) produits de soins personnels pour TacticID Mobile.



Bibliothèque Raman Metrohm complète (MCRL) polymères et additifs polymères pour TactiD Mobile.



Bibliothèque Raman Metrohm complète (MCRL) colorants, pigments et teintures pour TactiD Mobile.



Bibliothèque Raman Metrohm complète (MCRL) substances organiques pour TactiD Mobile.



Bibliothèque Raman Metrohm complète (MCRL) composés organiques – composés halogénés pour TactiD Mobile.



BWT-840001320 TacticID Mobile MCRL composés organiques – groupe azote

Bibliothèque Raman Metrohm complète (MCRL) composés organiques – groupe azote pour TacticID Mobile.



BWT-840001321 TacticID Mobile MCRL composés organiques – groupe oxygène

Bibliothèque Raman Metrohm complète (MCRL) composés organiques – groupe oxygène pour TacticID Mobile.



BWT-840001322 TacticID Mobile MCRL composés organiques – groupe soufre

Bibliothèque Raman Metrohm complète (MCRL) composés organiques – groupe soufre pour TacticID Mobile.



66079320 TacticID Mobile MCRL – pesticides

Bibliothèque Raman Metrohm complète (MCRL) pesticides pour TacticID Mobile.



66079330

TacticID Mobile MCRL – substances biochimiques

Bibliothèque Raman Metrohm complète (MCRL) substances biochimiques pour TacticID Mobile.



66079340

TacticID Mobile MCRL – API

Bibliothèque Raman Metrohm complète (MCRL) principes actifs pharmaceutiques (API) pour TacticID Mobile.

