

Tige d'immersion en Hastelloy pour sonde Raman 785 nm

BWT-840001202

RIS100-HS-785-08 : tige d'immersion en Hastelloy pour sondes Raman BAC102/BAC100B avec une longueur d'onde d'excitation de 785 nm. Comprend une tige en Hastelloy C-276 de D.E. 0,5" (12,7 mm) x 8" (203,2 mm) de longueur et une lentille sphérique en saphir avec joint en or. Distance de travail de 0,4 mm dans l'air, 0,6 mm dans l'eau. La température de service de la tige atteint 250 °C, la pression atteint 4000 psi. La tige doit être achetée avec la sonde Raman B&W Tek.

RIS100-HS-785-08