



TacticID Mobile Flex

BWT-840001336

Le package TacticID Mobile Flex permet à l'utilisateur de personnaliser le TacticID Mobile en fonction de ses besoins. Le package Flex comporte les composants de base nécessaires au fonctionnement du TacticID Mobile sans accessoires d'échantillonnage. Au moins un accessoire d'échantillonnage est nécessaire pour le fonctionnement.

Le package TacticID Mobile Flex comprend le capuchon de validation polystyrène, un câble USB type C vers type A, une batterie lithium-ion rechargeable 10,8 V et un adaptateur d'alimentation TacticID Mobile avec prises internationales.

Contenu de la livraison BWT-840001336

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

1 STK

BWT-840000348 Capuchon de validation en polystyrène

Capuchon de validation en polystyrène, avec polystyrène intégré selon la norme ASTM.




1 STK

BWT-840000403 Batterie lithium-ion rechargeable 10,8 V

Batterie lithium-ion rechargeable : compatible avec TacticID-N Plus, TacticID Mobile et NanoRam-1064.

TID-BAT



1 STK

BWT-840001252 Bibliothèque de produits chimiques généraux et illicites TacticID Mobile

La bibliothèque de substances illicites TacticID Mobile inclut les drogues, TIC, TIM, précurseurs et produits chimiques généraux.




1 STK

BWT-840001191 Câble USB de types C à A

Câble USB de types C à A. Compatible avec le TacticID Mobile.

HHX-USB




1 STK

BWT-840001192 Adaptateur secteur pour TacticID Mobile avec prises
internationales

Adaptateur secteur 15 V 3,6 A CC. Avec prises pour USA, UE, RU et AUS.
Compatible avec le TacticID Mobile.

HHX-PWA




Accessoires optionnels

Order no.	Description
BWT-840000342	Adaptateur à angle droit Adaptateur à angle droit pour réaliser des mesures en mode mains-libres avec des appareils Raman portatifs. Compatible avec le NanoRam-1064 et le TacticID Mobile. 
BWT-840000343	Lentille Lentille pour appareils Raman portatifs. Compatible avec le NanoRam-1064 et le TacticID Mobile. 
BWT-840000344	Adaptateur de support de flacon Adaptateur pour support de flacon, compatible avec des flacons de 15 mm de diamètre. 
BWT-840000345	Spectromètre Raman portable: adaptateur de flacon Accessoire pour spectromètre Raman portable : adaptateur de flacon. NR2-BSA 

BWT-840000353 Capuchon protecteur de la tige

Capuchon protecteur de la tige des appareils Raman portables, lot de 10 unités.



BWT-840000354 Pochette pour adaptateurs (NR2-PCH-ADPT)

Pochette pour adaptateurs Raman portatifs compatibles avec NanoRam-1064, TacticID-N Plus et TacticID Mobile.

NR2-PCH-ADPT



BWT-840000419 Stylet/stylobille pour TacticID

Combinaison de stylet et stylobille pour écran tactile (lot de 5 unités).

TID-STY



BWT-840000428 Routeur WLAN

Routeur WLAN portable fonctionnant sur pile, connexion 3G/4G.



Kit de remplacement de joint torique Raman portatif - (pour tige uniquement).

Le kit comprend : joint torique n°1 DI 9,00 mm x15 et joint torique n°2 DI 10,00 mm x15 (TacticID-N Plus, TacticID Mobile et NanoRam-1064).

TID-ORK



BWT-840000949 Adaptateur à large spot

L'adaptateur d'échantillonnage à large spot est conçu pour une utilisation avec des systèmes Raman portables de Metrohm, offrant une taille de spot plus grande et une profondeur d'échantillonnage accrue afin de réduire le risque de combustion des échantillons, en particulier d'échantillons sensibles ou de couleur foncée. De plus, cet adaptateur prend en charge les fonctions de transparence («°see-through°») lorsqu'il est utilisé avec des appareils compatibles avec le logiciel de transparence.

TID-STA



BWT-840000969 Sonde d'immersion Raman portatif 1064

Accessoire pour spectromètre Raman 1064 portatif : sonde à immersion par contact, longueur 6", distance de travail env. 1 mm, pression de service jusqu'à 2 bars à température ambiante.

NRX-CTP-IMP



BWT-840000970 Spectromètre Raman portable : adaptateur pour grands flacons (1064)

Accessoires pour spectromètre Raman portable 1064 : adaptateur pour grands flacons avec une distance de travail de 10 mm.

NRX-BSA



Sacoche pour série TacticID. Fabriquée dans un tissu résistant 1000d, de nombreuses poches ergonomiques et un compartiment conçu pour une utilisation intensive et résistant à l'usure. Compatible avec tous les produits TacticID et les produits NanoRam. Destiné au transport uniquement.

TID-SBG



BWT-840001252 Bibliothèque de produits chimiques généraux et illicites TacticID Mobile

La bibliothèque de substances illicites TacticID Mobile inclut les drogues, TIC, TIM, précurseurs et produits chimiques généraux.



BWT-840001266 Bibliothèque Raman complète TacticID Mobile

Bibliothèque Raman Metrohm complète TacticID Mobile - Plus de 29'000 entrées spectrales de produits chimiques, minéraux, de produits chimiques organiques, solvants, polymères, colorants et pigments, TIC, TIM, produits inorganiques et organométalliques, produits de soin personnel et substances illicites.


TDL-XM-MCRL



BWT-840001194 Batterie externe TacticID Mobile

Batterie externe power bank (bloc-batterie) pour le TacticID Mobile. Compatible avec l'unité TacticID Mobile et l'adaptateur secteur TacticID Mobile pour recharger l'appareil.


HHX-PWB



BWT-840001223 Chargeur de voiture USB-C pour TacticID Mobile

Chargeur de voiture USB-C pour TacticID Mobile. Comprend un câble USB-C dédié pour une charge rapide dans un véhicule.


Modèle HHX-CCA



BWT-840001193 Clé USB contenant les manuels d'utilisation du TacticID Mobile

Clé USB contenant le manuel d'utilisation du TacticID Mobile. Elle comporte à la fois un connecteur USB de type A et un connecteur USB de type C, et est utilisable pour les fonctions OTG.

HHX-USB-OTG



BWT-840001184 Bibliothèque de spectres Raman de plus de 1 000 composés destinée au TacticID Mobile

Bibliothèque de spectres Raman comportant plus de 1 000 spectres de produits chimiques courants, de stupéfiants, de solvants et de plastiques. Elle comprend les informations de sécurité NFPA704 et SGH. À utiliser avec le TacticID Mobile.

TDL-XM-CNSP



BWT-840001323 Bibliothèque minéraux TacticID Mobile

Bibliothèque Metrohm minéraux pour TacticID Mobile.



Bibliothèque des explosifs pour TacticID Mobile.



Bibliothèque agents de guerre chimiques (CWA) pour TactcID Mobile.



Bibliothèque Raman Metrohm complète (MCRL) composés inorganiques et organométalliques pour TacticID Mobile.



Bibliothèque Raman Metrohm complète (MCRL) produits de soins personnels pour TacticID Mobile.



Bibliothèque Raman Metrohm complète (MCRL) polymères et additifs polymères pour TactiD Mobile.



Bibliothèque Raman Metrohm complète (MCRL) colorants, pigments et teintures pour TactiD Mobile.



Bibliothèque Raman Metrohm complète (MCRL) substances organiques pour TactiD Mobile.



Bibliothèque Raman Metrohm complète (MCRL) composés organiques – composés halogénés pour TactiD Mobile.



BWT-840001320 TacticID Mobile MCRL composés organiques – groupe azote

Bibliothèque Raman Metrohm complète (MCRL) composés organiques – groupe azote pour TacticID Mobile.



BWT-840001321 TacticID Mobile MCRL composés organiques – groupe oxygène

Bibliothèque Raman Metrohm complète (MCRL) composés organiques – groupe oxygène pour TacticID Mobile.



BWT-840001322 TacticID Mobile MCRL composés organiques – groupe soufre

Bibliothèque Raman Metrohm complète (MCRL) composés organiques – groupe soufre pour TacticID Mobile.



66079320 TacticID Mobile MCRL – pesticides

Bibliothèque Raman Metrohm complète (MCRL) pesticides pour TacticID Mobile.



66079330

TacticID Mobile MCRL – substances biochimiques

Bibliothèque Raman Metrohm complète (MCRL) substances biochimiques pour TacticID Mobile.



66079340

TacticID Mobile MCRL – API

Bibliothèque Raman Metrohm complète (MCRL) principes actifs pharmaceutiques (API) pour TacticID Mobile.

