



# NanoRam-1064 Flex

BWT-840001337

Le package NanoRam-1064 Flex permet à l'utilisateur de personnaliser le NanoRam-1064 en fonction de ses besoins. Le package Flex comporte les composants de base nécessaires au fonctionnement du NanoRam-1064 sans accessoires d'échantillonnage. Au moins un accessoire d'échantillonnage est nécessaire pour le fonctionnement.

Le package NanoRam-1064 Flex comprend le capuchon de validation polystyrène, un câble USB, un adaptateur d'alimentation 18 V et une batterie Lithium-ion rechargeable 10,8 V.

## Contenu de la livraison BWT-840001337

| Qt.   | Order no.     | Description                                                                          |
|-------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 STK | BWT-840000348 | Capuchon de validation en polystyrène                                                |
|       |               | Capuchon de validation en polystyrène, avec polystyrène intégré selon la norme ASTM. |




1 STK

BWT-840000403 Batterie lithium-ion rechargeable 10,8 V

Batterie lithium-ion rechargeable : compatible avec TacticID-N Plus, TacticID Mobile et NanoRam-1064.

TID-BAT



---

1 STK

BWT-840000414 Adaptateur secteur 18 V

Adaptateur secteur pour 18 V CC, 1,67 A. Les fiches pour USA, EU, UK et AU sont fournies.

TID-PWA



---

1 STK

BWT-840000858 Câble USB

Câble USB compatible avec le port micro-USB jusqu'au type A USB 2.0.



## Accessoires optionnels

| Order no. | Description |
|-----------|-------------|
|-----------|-------------|

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| BWT-840000294 | Station de recharge de batterie |
|---------------|---------------------------------|

Station de recharge de la batterie au lithium-ion (pour une recharge de NR-BAT et TID-BAT uniquement).



---

|               |                                           |
|---------------|-------------------------------------------|
| BWT-840000295 | Flacons pour fluides de 15 mm de diamètre |
|---------------|-------------------------------------------|

Lot de 6 flacons en verre borosilicate (diamètre 15 mm) avec sachet.



---

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| BWT-840000296 | Stylet/stylobille |
|---------------|-------------------|

Combinaison de stylet et stylobille pour écran tactile.

NR-STY



---

|               |                  |
|---------------|------------------|
| BWT-840000298 | Mallette NanoRam |
|---------------|------------------|

Mallette NanoRam robuste en plastique dur.



BWT-840000329 Sachet pour flacons de 15 mm

Sachet pour flacons de 15 mm.



---

BWT-840000342 Adaptateur à angle droit

Adaptateur à angle droit pour réaliser des mesures en mode mains-libres avec des appareils Raman portatifs. Compatible avec le NanoRam-1064 et le TacticID Mobile.



---

BWT-840000343 Lentille

Lentille pour appareils Raman portatifs. Compatible avec le NanoRam-1064 et le TacticID Mobile.



---

BWT-840000344 Adaptateur de support de flacon

Adaptateur pour support de flacon, compatible avec des flacons de 15 mm de diamètre.



BWT-840000345 Spectromètre Raman portable: adaptateur de flacon

Accessoire pour spectromètre Raman portable : adaptateur de flacon.


NR2-BSA



---

BWT-840000353 Capuchon protecteur de la tige

Capuchon protecteur de la tige des appareils Raman portables, lot de 10 unités.



---

BWT-840000354 Pochette pour adaptateurs (NR2-PCH-ADPT)

Pochette pour adaptateurs Raman portatifs compatibles avec NanoRam-1064, TacticID-N Plus et TacticID Mobile.

NR2-PCH-ADPT



---

BWT-840000361 Appareil de mesure manuel de la puissance laser

Appareil de mesure de la puissance laser, modèle à tige, étalonné. Plage : 5 microwatts à 1 watt. Utilisation pour QO/QP et la certification annuelle de l'appareil de mesure de la puissance laser.



Routeur WLAN portable fonctionnant sur pile, connexion 3G/4G.



---

BWT-840000912 Kit de remplacement de joint torique pour appareils Raman portatifs

Kit de remplacement de joint torique Raman portatif - (pour tige uniquement).

Le kit comprend : joint torique n°1 DI 9,00 mm x15 et joint torique n°2 DI 10,00 mm x15 (TacticID-N Plus, TacticID Mobile et NanoRam-1064).

TID-ORK



---

BWT-840000949 Adaptateur à large spot

L'adaptateur d'échantillonnage à large spot est conçu pour une utilisation avec des systèmes Raman portables de Metrohm, offrant une taille de spot plus grande et une profondeur d'échantillonnage accrue afin de réduire le risque de combustion des échantillons, en particulier d'échantillons sensibles ou de couleur foncée. De plus, cet adaptateur prend en charge les fonctions de transparence («°see-through°») lorsqu'il est utilisé avec des appareils compatibles avec le logiciel de transparence.

TID-STA



---

BWT-840000969 Sonde d'immersion Raman portatif 1064

Accessoire pour spectromètre Raman 1064 portatif : sonde à immersion par contact, longueur 6", distance de travail env. 1 mm, pression de service jusqu'à 2 bars à température ambiante.

NRX-CTP-IMP



BWT-840000970 Spectromètre Raman portable : adaptateur pour grands flacons (1064)

Accessoires pour spectromètre Raman portable 1064 : adaptateur pour grands flacons avec une distance de travail de 10 mm.

NRX-BSA



BWT-840000971 Logiciel NanoRam-1064 et manuel d'utilisation

Accessoires NanoRam-1064 : clé USB avec pack d'installation logiciel NID EX, manuel d'utilisation NanoRAM-1064 (PDF) et notice d'installation NID EX (PDF).



BWT-840001263 Bibliothèque Raman USP complète NanoRam-1064

Bibliothèque Metrohm Raman USP complète pour NanoRam-1064 contenant environ 900 articles certifiés traçables.



66079530 Bibliothèque Raman complète NanoRam-1064

Bibliothèque Raman Metrohm complète – plus de 29 000 entrées spectrales de produits chimiques, minéraux, de produits chimiques organiques, solvants, polymères, colorants et pigments, TIC, TIM, produits inorganiques et organométalliques, produits de soins personnels et substances illicites pour NanoRam-1064.



66079520

Bibliothèque de produits chimiques généraux et illicites NanoRam-1064

La bibliothèque Raman Metrohm de produits chimiques généraux et illicites pour NanoRam-1064 inclut les drogues, TIC, TIM, précurseurs et produits chimiques généraux.



---

66079420

NanoRam-1064 MCRL – Composés inorganiques et organométalliques

Bibliothèque Raman Metrohm complète (MCRL) composés inorganiques et organométalliques pour NanoRam-1064.



---

66079470

NanoRam-1064 MCRL – produits de soins personnels

Bibliothèque Raman Metrohm complète (MCRL) produits d'entretien personnels pour NanoRam-1064.



---

66079480

NanoRam-1064 MCRL – polymères et additifs polymères

Bibliothèque Raman Metrohm complète (MCRL) polymères et additifs polymères pour NanoRam-1064.



66079410

NanoRam-1064 MCRL – colorants, pigments et teintures

Bibliothèque Raman Metrohm complète (MCRL) colorants, pigments et teintures pour NanoRam-1064.



---

66079510

NanoRam-1064 MCRL – pesticides

Bibliothèque Raman Metrohm complète (MCRL) pesticides pour NanoRam-1064.



---

66079490

NanoRam-1064 MCRL – substances biochimiques

Bibliothèque Raman Metrohm complète (MCRL) substances biochimiques pour NanoRam-1064.



---

66079500

NanoRam-1064 MCRL – API

Bibliothèque Raman Metrohm complète (MCRL) principes actifs pharmaceutiques (API) pour NanoRam-1064.



66079430

NanoRam-1064 MCRL composés organiques - composés halogénés

Bibliothèque Raman Metrohm complète (MCRL) composés organiques – composés halogénés pour NanoRam-1064.



---

66079440

NanoRam-1064 MCRL composés organiques – groupe azote

Bibliothèque Raman Metrohm complète (MCRL) composés organiques – groupe azote pour NanoRam-1064.



---

66079450

NanoRam-1064 MCRL composés organiques – groupe oxygène

Bibliothèque Raman Metrohm complète (MCRL) composés organiques – groupe oxygène pour NanoRam-1064.



---

66079460

NanoRam-1064 MCRL composés organiques – groupe soufre

Bibliothèque Raman Metrohm complète (MCRL) composés organiques – groupe soufre pour NanoRam-1064.

