




Électrode 96X à film épais en carbone

DRP-96X110-U4

Électrode 96X à film épais en carbone. Constituée de 96 cellules électrochimiques à trois électrodes. Des pistes de contact dorées sont imprimées à l'arrière de la plaque

Accessoires optionnels

Order no.	Description
DRP-CONNECTOR96X	Pour connecter des électrodes à film épais au format 96X à toute sorte de (multi)potentiostat.
	Pour connecter des électrodes à film épais au format 96X à toute sorte de (multi)potentiostat. Deux sélecteurs à rotation manuelle permettent de sélectionner la lettre de la rangée (de A à H) et le chiffre de la colonne (de 1 à 12) identifiant les puits à analyser.

