


Cellule pour électrodes à film épais en PEEK

DRP-CELL-PEEK

Cellule en PEEK pour analyse de lots, qui permet une agitation facultative, elle est recommandée pour les échantillons dégazés et le mode d'addition standard. Elle fonctionne avec toutes les électrodes à film épais (SPE) du catalogue, mais il est recommandé d'utiliser des SPE au format de travail en solution.

Accessoires optionnels

Order no.	Description	
DRP-CAC	Connecteur de câble pour électrodes à film épais Pour connecter des électrodes DropSens à film épais à toute sorte de potentiostat. Recommandé pour les analyses de lots ou d'écoulement.	
DRP-CAST	Connecteur de câble μ Stat pour électrodes à film épais Pour connecter tout équipement DropSens à des électrodes DropSens à film épais	
DRP-CELLHOLDER	Porte-cellule Accessoire à utiliser avec CELL et CELL-PEEK pour les tâches d'analyse par lot pour améliorer les conditions d'analyse.	