




Porte-cellule

DRP-CELLHOLDER

Accessoire à utiliser avec CELL et CELL-PEEK pour les tâches d'analyse par lot pour améliorer les conditions d'analyse.

Accessoires optionnels

Order no.	Description
DRP-CELL-PEEK	Cellule pour électrodes à film épais en PEEK Cellule en PEEK pour analyse de lots, qui permet une agitation facultative, elle est recommandée pour les échantillons dégazés et le mode d'addition standard. Elle fonctionne avec toutes les électrodes à film épais (SPE) du catalogue, mais il est recommandé d'utiliser des SPE au format de travail en solution.



Cellule en méthacrylate pour analyse de lots, qui permet une agitation facultative, elle est recommandée pour les échantillons dégazés et le mode d'addition standard. Elle fonctionne avec toutes les électrodes à film épais du catalogue, mais est recommandée pour les électrodes SPE au format pour travail en solution.

