



# Cellule en polytétrafluoroéthylène pour électrodes à film épais - puits conique

DRP-CFLWCL-CONIC-TEF

Cellule conique en polytétrafluoroéthylène à utiliser avec les électrodes à film épais de format standard comportant une cellule électrochimique au centre de la bande. Système de fermeture magnétique puissant.

## Accessoires optionnels

| Order no.      | Description                                                                                                                                          |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DRP-110GPH-U50 | Électrode en carbone à film épais modifié au graphène                                                                                                |
|                | Électrode en carbone à film épais modifié au graphène, conçue pour développer des (bio)capteurs dotés d'une zone électrochimiquement active étendue. |



DRP-CAC

Connecteur de câble pour électrodes à film épais

Pour connecter des électrodes DropSens à film épais à toute sorte de potentiostat. Recommandé pour les analyses de lots ou d'écoulement.



---

DRP-250BT-U75

Électrode à film épais en or (aux. : Pt ; réf. : Ag) / encre BT

Électrode à film épais en or (aux. : Pt ; réf. : Ag) / encre BT. Elle fonctionne avec des microvolumes, pour essais décentralisés ou le développement de capteurs spécifiques.



---

DRP-CAST

Connecteur de câble  $\mu$ Stat pour électrodes à film épais

Pour connecter tout équipement DropSens à des électrodes DropSens à film épais



---

DRP-C013-U75

Électrode à film épais en argent (aux. : C ; réf. : Ag)

Électrode à film épais en argent (aux. : C ; réf. : Ag). Électrode de travail de 1,6 mm de diamètre.

