





Cellule à écoulement en polytétrafluoroéthylène pour électrodes entrelacées

DRP-FLWCL-IDE-TEF

Cellule à écoulement en polytétrafluoroéthylène à géométrie wall-jet pour FIA. À utiliser avec des électrodes IDE, réf. G-IDEAU10, G-IDEAU5, G-IDEPT10, G-IDEPT5, G-IDECONAU10 et G-IDECONPT10. Système de fermeture magnétique puissant. Raccords inclus.

Accessoires optionnels

Order no.	Description
DRP-CACIDE	Connecteur de câble pour électrodes entrelacées / substrats de verre
	Pour connecter des électrodes entrelacées DropSens sur substrats de verre à toute sorte de potentiostat



DRP-G-IDEAU10-U20 Électrode entrelacée en or / lignes et interstices de 10 microns / substrat en verre

Électrode entrelacée en or / lignes et interstices de 10 microns / substrat en verre



DRP-G-IDECONAU10-U20 Électrode entrelacée concentrique en or / lignes et interstices de 10 microns / substrat en verre

Électrode entrelacée concentrique en or / lignes et interstices de 10 microns / substrat en verre



DRP-G-IDEPT5-U20 Électrode entrelacée en platine / lignes et interstices de 5 microns / substrat en verre

Électrode entrelacée en platine / lignes et interstices de 5 microns / substrat en verre

