




Cellule à écoulement en PEEK pour électrodes à film épais

DRP-FLWCL-PEEK

Cellule à écoulement en PEEK à géométrie wall-jet pour FIA. À utiliser avec les électrodes à film épais de format standard comportant une cellule électrochimique au centre de la bande. Système de fermeture magnétique puissant. Raccords inclus.

Accessoires optionnels


Order no.	Description
DRP-250BT-U75	Électrode à film épais en or (aux. : Pt ; réf. : Ag) / encre BT
	Électrode à film épais en or (aux. : Pt ; réf. : Ag) / encre BT. Elle fonctionne avec des microvolumes, pour essais décentralisés ou le développement de capteurs spécifiques.



DRP-CAC

Connecteur de câble pour électrodes à film épais

Pour connecter des électrodes DropSens à film épais à toute sorte de potentiostat. Recommandé pour les analyses de lots ou d'écoulement.



DRP-710-U75

Électrode à film épais en bleu de Prusse/carbone

Électrode à film épais en bleu de Prusse/carbone. Idéale pour la détermination du peroxyde d'hydrogène à faible potentiel de détection.



DRP-CAST

Connecteur de câble μ Stat pour électrodes à film épais

Pour connecter tout équipement DropSens à des électrodes DropSens à film épais



DRP-C223AT-U75 Électrode à film épais en or (aux. : Au ; réf. : Ag) diam. 1,6 / encre AT

Électrode à film épais en or (aux. : Au ; réf. : Ag) / encre AT. Électrode de travail de 1,6 mm de diamètre.

