



Kit pour les expériences de perméation de l'hydrogène

DRP-H2PERMKIT

Solution complète pour réaliser des expériences de perméation à l'hydrogène selon la norme ASTM G148. Le kit comprend un μ Stat-i Multi4 (4 canaux isolés galvaniquement), une cellule Devanathan-Stachurski et les connecteurs de câbles d'électrodes nécessaires. Le logiciel DropView 8400M permet d'évaluer la perméabilité de l'échantillon par un calcul très simple.

Contenu de la livraison DRP-H2PERMKIT

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

1 STK

DRP-STAT-I-
MULTIX

μ Stat-i MultiX Multichannel (Bi)potentiostat
/Galvanostat/appareil d'analyse d'impédance
(MultiEIS®)

Appareil multicanal (Bipotentio­stat/Galvanostat/EIS) avec jusqu'à 16 canaux permettant la recherche électrochimique multiutilisateurs et multidisciplinaire.



1 STK

DRP-HCELL

Cellule H pour les expériences de perméation de
l'hydrogène

Cette cellule est constituée de deux compartiments électrochimiques dans lesquels l'hydrogène est produit dans la cellule de charge et détecté dans la cellule d'oxydation. Elle peut être utilisée pour évaluer l'absorption, la perméabilité et le transport de l'hydrogène dans une variété de membranes métalliques, entre autres applications.



2 STK

DRP-I-CABSTAT

Connecteur de câble μ Stat pour μ Stat-i 400 et
électrodes sérigraphiées doubles

Connecteur de câble μ Stat pour μ Stat-i 400 et électrodes sérigraphiées doubles

