



Cellule Raman pour électrodes à film épais

DRP-RAMANCELL

Cellule de réflexion en téflon noir pour effectuer une spectroélectrochimie Raman à l'aide d'électrodes à film épais en combinaison avec la réf. RAMANPROBE.

Accessoires optionnels

Order no.	Description
DRP-220BT-U75	Électrode à film épais en or (aux. : Au ; réf. : Ag) / encre BT

Électrode à film épais en or (aux. : Au ; réf. : Ag) / encre BT. Elle fonctionne avec des microvolumes, pour essais décentralisés ou le développement de capteurs spécifiques.



DRP-CAST

Connecteur de câble μ Stat pour électrodes à film épais

Pour connecter tout équipement DropSens à des électrodes DropSens à film épais



DRP-C013-U75

Électrode à film épais en argent (aux. : C ; réf. : Ag)

Électrode à film épais en argent (aux. : C ; réf. : Ag). Électrode de travail de 1,6 mm de diamètre.



DRP-

RAMANPROBE

Sonde Raman

Sonde de réflexion conçue pour une mise en œuvre avec une seule longueur d'onde d'excitation de 785 nm (jusqu'à 500 mW). Adaptée au travail avec la cellule DropSens Raman pour électrodes à film épais ou toute autre configuration Raman conventionnelle.

